


2021年11月1日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

試験成績書変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の試験成績書を変更することとなりましたのでご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-01443-3	デスオキシコール酸ソーダ	500g

2. 変更内容

試験成績書の記載内容を変更いたします。

	変更前	変更後
版数	01443-1	01443-2
重金属	20ppm 以下	削除
乾燥減量	4.5%以下	5.0%以下

※詳細は、別紙『デスオキシコール酸ソーダ 試験成績書変更見本』をご参照ください。

3. 変更時期

2022年1月以降 製造予定分より

※在庫状況により変動する可能性もあります。

以上

別紙:デスオキシコール酸ソーダ 試験成績書変更見本

試験成績書の変更箇所は、以下の通りです。

変更前			変更後		
01443-1 試験成績書			01443-2 試験成績書		
製品名	デスオキシコール酸ソーダ		製品名	デスオキシコール酸ソーダ	
Lot No.			Lot No.		
有効期限			有効期限		
判定日	極東製薬工業株式会社 茨城県高萩市上手綱朝山3333-26		判定日	極東製薬工業株式会社 茨城県高萩市上手綱朝山3333-26	
判定	合格		判定	合格	
試験項目	規格	結果/判定	試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合	包装	異常を認めない	適合
内容物	異常を認めない	適合	内容物	異常を認めない	適合
性状	白色	適合	性状	白色	適合
溶解性	澄明に溶解する	適合	溶解性	澄明に溶解する	適合
pH	7.5 ~ 9.5		pH	7.5 ~ 9.5	
重金属	20ppm以下	適合	重金属	20ppm以下	適合
コ-酸トリカ含量	2.0%以下	適合	コ-酸トリカ含量	2.0%以下	適合
乾燥減量	4.5%以下	%	乾燥減量	5.0%以下	%
定量	98.0%以上	%	定量	98.0%以上	%
判定者	#VALUE!		判定者	#VALUE!	

■ 青枠:削除箇所、■ 赤枠:変更箇所