

お客様各位

## ラベル表記変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品のラベル表記を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

## 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-02150-9	極東 SIM 培地	100g

## 2. 変更内容

ボトルラベルの用法の記載を以下の通り変更いたします。

## ■ ボトルラベル変更見本(右側面)

変更前	変更後
 <p>Kyokuto SIM Medium</p> <p>【JANコード】コードNo. 02150</p>  <p>4 987551 021509</p> <p>用法</p> <p>本品35.0gを精製水1,000mLに加え加熱溶解後、小試験管に2~3mL分注して121℃15分間高圧滅菌後、高層に固める。被検菌を穿刺して37℃で18~24時間培養する。</p>	 <p>Kyokuto SIM Medium</p> <p>【JANコード】コードNo. 02150</p>  <p>4 987551 021509</p> <p>用法</p> <p>本品35.0gを精製水1,000mLに加え加熱溶解後、小試験管に2~3mL分注して121℃15分間高圧滅菌後<b>急冷</b>し、高層に固める。被検菌を穿刺して37℃で18~24時間培養する。</p>

※赤枠: 変更箇所

※ラベル記載の変更のみで、培地組成に変更はございません。

## 3. 変更時期

2023年4月20日以降製造分より

※在庫状況により、変動する可能性があります。

以上