


2021年2月22日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

ボトルラベル変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品のボトルラベルを変更することとなりましたのでご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-02330-5	プレメディア EMB 寒天培地	300g

2. 変更内容

ボトルラベルの培養温度の記載を変更いたします。

※変更内容の詳細は別紙「プレメディア EMB 寒天培地 変更見本」をご参照ください。

3. 変更理由

食品衛生検査指針等の表記に合わせたため

4. 変更時期

2021年3月1日以降包装分より

以上

別紙：プレメディア EMB 寒天培地 変更見本

ボトルラベルの変更箇所は以下の通りです。

変更前	<p>EMB寒天培地</p> <p>大腸菌群・腸内細菌分離用</p> <p>組成*(40.0g/L)</p> <table border="0"> <tr><td>ペプトン</td><td>11.0g</td></tr> <tr><td>乳糖</td><td>10.0g</td></tr> <tr><td>エオジンY</td><td>0.4g</td></tr> <tr><td>メチレンブルー</td><td>0.065g</td></tr> <tr><td>リン酸水素ナトリウム</td><td>2.0g</td></tr> <tr><td>寒天末</td><td>17.0g</td></tr> </table> <p>pH6.8±</p> <p>*典型的な組成を示しています。</p>	ペプトン	11.0g	乳糖	10.0g	エオジンY	0.4g	メチレンブルー	0.065g	リン酸水素ナトリウム	2.0g	寒天末	17.0g	<p>KYOKUTO 300g</p> <p>プレメディア</p> <p>EMB寒天培地</p> <p>貯法：密栓、遮光し室温に保存</p> <p>Lot No. ADS12345</p> <p>有効期限：21.01.01</p> <p>【GS1-128】</p>  <p>(01)04987551023305(17)210101(10)ADS12345</p> <p>極東製薬工業株式会社 東京都中央区日本橋小舟町7番8号</p> <p>ボトル:PE キャップ:PP,PE シール:PVC</p>	<p>EMB Agar</p> <p>【JANコード】コードNo. 02330</p>  <p>4 987551 023305</p> <p>用法</p> <p>本品40.0gを精製水1,000mLに加えて、加熱溶解後121℃15分間高圧滅菌する。滅菌後、45～50℃に冷却しシャーレに約20mL分注し平板に固める。使用する前に表面をよく乾燥させる。</p> <p>培養は37±1℃で24±2時間行う。</p>
ペプトン	11.0g														
乳糖	10.0g														
エオジンY	0.4g														
メチレンブルー	0.065g														
リン酸水素ナトリウム	2.0g														
寒天末	17.0g														
変更後	<p>EMB寒天培地</p> <p>大腸菌群・腸内細菌分離用</p> <p>組成*(40.0g/L)</p> <table border="0"> <tr><td>ペプトン</td><td>11.0g</td></tr> <tr><td>乳糖</td><td>10.0g</td></tr> <tr><td>エオジンY</td><td>0.4g</td></tr> <tr><td>メチレンブルー</td><td>0.065g</td></tr> <tr><td>リン酸水素ナトリウム</td><td>2.0g</td></tr> <tr><td>寒天末</td><td>17.0g</td></tr> </table> <p>pH6.8±</p> <p>*典型的な組成を示しています。</p>	ペプトン	11.0g	乳糖	10.0g	エオジンY	0.4g	メチレンブルー	0.065g	リン酸水素ナトリウム	2.0g	寒天末	17.0g	<p>KYOKUTO 300g</p> <p>プレメディア</p> <p>EMB寒天培地</p> <p>貯法：密栓、遮光し室温に保存</p> <p>Lot No. ADS12345</p> <p>有効期限：21.01.01</p> <p>【GS1-128】</p>  <p>(01)04987551023305(17)210101(10)ADS12345</p> <p>極東製薬工業株式会社 東京都中央区日本橋小舟町7番8号</p> <p>ボトル:PE キャップ:PP,PE シール:PVC</p>	<p>EMB Agar</p> <p>【JANコード】コードNo. 02330</p>  <p>4 987551 023305</p> <p>用法</p> <p>本品40.0gを精製水1,000mLに加えて、加熱溶解後121℃15分間高圧滅菌する。滅菌後、45～50℃に冷却しシャーレに約20mL分注し平板に固める。使用する前に表面をよく乾燥させる。</p> <p>培養は35±1℃で24±2時間行う。</p>
ペプトン	11.0g														
乳糖	10.0g														
エオジンY	0.4g														
メチレンブルー	0.065g														
リン酸水素ナトリウム	2.0g														
寒天末	17.0g														