

お客様各位

## 試験成績書 改訂のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の試験成績書を改訂することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-02920-8	プレメディア ポテトデキストロース寒天培地	300g
551-02934-5		400mL 用 × 63

### 2. 変更内容

試験成績書の pH 規格値を変更することに伴い、版数を 2 版に変更いたします。

変更前	変更後
5.5～5.7	5.4～5.8

※詳細は、別紙『試験成績書 変更見本』をご参照ください。

### 3. 変更理由

第 18 改正日本薬局方に準じた規格へ変更するため

### 4. 変更時期

2022 年 12 月 1 日以降包装分より

以上

別紙:試験成績書 変更見本

試験成績書の変更箇所は以下の通りです。

変更前	02920-1	<b>試 験 成 績 書</b>		
	製品名	プレメディア ポテトエキストランス寒天培地		
	Lot No.			
	有効期限			
	判定日	極東製薬工業株式会社		
	判定	合 格	茨城県高萩市上手綱朝山3333-26	
	試験項目	規格	結果/判定	
	外観	異常を認めない	適合	
	性状	異常を認めない	適合	
	溶解性	異常を認めない	適合	
	pH	5.5 ~ 5.7	適合	
	ゼリー強度	500 g/cm <sup>2</sup> 以上	適合	
変更後	02920-2	<b>試 験 成 績 書</b>		
	製品名	プレメディア ポテトエキストランス寒天培地		
	Lot No.			
	有効期限			
	判定日	極東製薬工業株式会社		
	判定	合 格	茨城県高萩市上手綱朝山3333-26	
	試験項目	規格	結果/判定	
	外観	異常を認めない	適合	
	性状	異常を認めない	適合	
	溶解性	異常を認めない	適合	
	pH	5.4 ~ 5.8	適合	
	ゼリー強度	500 g/cm <sup>2</sup> 以上	適合	