

お客様各位

保管温度・資材サイズ変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび各種生培地の保管温度および資材サイズを変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

φ90 シャーレを使用した各種生培地および各種分画生培地

2. 変更内容

- 生培地の保管温度を2~10℃に統一いたします。
- 保管温度変更に伴い、外箱ラベルおよび外箱の温度表記を変更いたします。
- 外箱に記載された荷扱い指示を、要冷蔵から凍結厳禁または禁・凍結のみとし、その他デザインも変更いたします。
- 10枚×1用の外箱のみ、サイズを以下の表の通り変更いたします。
- 分画培地以外に使用されている、φ90 シャーレサイズを以下の表の通り変更いたします。

<変更概要>

項目		変更前	変更後
①	外箱ラベルの貯法表記	冷暗所(4~8℃)	冷暗所(2~10℃)
②	外箱(共通) : 温度表記	6±2℃	2~10℃
	: 荷扱い指示	要冷蔵	凍結厳禁 または 禁・凍結
	外箱(10枚×1) : サイズ	D:98×W:95×H:163 mm	D:103×W:100×H:163 mm
③	φ90 シャーレ : 本体外径	φ 87.10±0.30 mm	φ 86.98±0.30 mm
	: 蓋外径	φ 91.20±0.30 mm	φ 91.18±0.30 mm

※別紙『各種生培地:外箱ラベル、外箱変更 見本』も併せてご参照ください。

3. 変更時期

2022年5月以降製造分より

※在庫状況等により変動する可能性もあります。

以上

別紙:各種生培地:外箱ラベル、外箱変更 見本



<外箱ラベル>

変更の見本として、バイタルメディア羊血液寒天培地 100 枚包装の例を示します。

変更前	変更後
	

<外箱>

変更の見本として、10 枚包装の外箱の例を示します。

変更前	変更後
 <p>「KYOKUTO」ロゴ削除</p> <p>「要冷蔵」削除</p>	 <p>温度表記を「2~10°C」に変更</p>