


2021年5月31日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

試験成績書 変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび下記製品の試験成績書を変更することとなりましたのでご案内申し上げます。
今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	変更ロット No.
551-08830-4	GBS 増菌培地	30本	BFBM5A01

2. 変更内容

試験成績書の pH 規格を変更し、それに伴い版数を 2 版に変更いたします。

変更前	変更後
7.6 ~8.0	7.5 ~7.9

※試験成績書変更については、別紙『試験成績書 変更見本』をご参照ください。

3. 変更時期

変更ロット以降より

以上

別紙:試験成績書 変更見本

試験成績書の変更箇所は以下の通りです。

変更前	08830-1	試 験 成 績 書		
	製品名	G B S 増菌培地		
	Lot No.			
	有効期限			
	判定日	極東製薬工業株式会社		
	判定	合 格	茨城県高萩市上手綱朝山3333-26	
		試験項目	規格	判定/結果
	包装		異常を認めない	適合
	性状		異常を認めない	適合
pH		7.6 ~ 8.0	適合	
発育性能試験				
	<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC12386	発育_黄色	適合	
	<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC13813	発育_黄色	適合	
	<i>Escherichia coli</i> ATCC25922	非発育_紫色	適合	
変更後	08830-2	試 験 成 績 書		
	製品名	G B S 増菌培地		
	Lot No.			
	有効期限			
	判定日	極東製薬工業株式会社		
	判定	合 格	茨城県高萩市上手綱朝山3333-26	
		試験項目	規格	判定/結果
	包装		異常を認めない	適合
	性状		異常を認めない	適合
pH		7.5 ~ 7.9	適合	
発育性能試験				
	<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC12386	発育_黄色	適合	
	<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC13813	発育_黄色	適合	
	<i>Escherichia coli</i> ATCC25922	非発育_紫色	適合	