


2020年11月16日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 使用説明書記載内容変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の使用説明書の記載内容を変更することとなりましたのでご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-08373-6	アクリステイン mAO 液	250mL
551-08374-3	アクリステイン CS 液	450mL
551-08375-0	アクリステイン WB 液	450mL

### 2. 変更内容

- 版数を 354226-4 に変更いたします。
- 【必要な器具・器材・試料等】の記載を変更いたします。

※変更内容の詳細は別紙「アクリステイン 使用説明書 変更」をご参照ください。

### 3. 変更理由

蛍光顕微鏡及び推奨フィルターについて適切な情報を記載するため

### 4. 変更時期

2020年12月1日以降包装分より

以上

別紙：アクリステイン 使用説明書 変更

使用説明書の変更箇所は以下の通りです。

変更箇所	変更前	変更後									
版数	354226-3	354226-4									
作成および改訂年月	**2020年3月改訂(第3版) *2019年3月改訂(第2版)	**2020年11月改訂(第4版) *2020年3月改訂(第3版)									
【必要な器具・器材・試料等】	<p>蛍光顕微鏡 (励起フィルター490nm/ 吸収フィルター510nm 以上)                      ※主な蛍光顕微鏡と推奨フィルター</p> <table border="1" data-bbox="443 786 1115 946"> <thead> <tr> <th>メーカー名</th> <th>主な蛍光顕微鏡</th> <th>推奨フィルター</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オリンパス</td> <td>BX50、BX51 BX60、BX61</td> <td>U-MWIB</td> </tr> <tr> <td>ニコン</td> <td>E400、E600</td> <td>B-2A</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記以外の蛍光顕微鏡については、各メーカーにお問い合わせ下さい。</p>	メーカー名	主な蛍光顕微鏡	推奨フィルター	オリンパス	BX50、BX51 BX60、BX61	U-MWIB	ニコン	E400、E600	B-2A	<p>蛍光顕微鏡 (励起フィルター490nm/ 吸収フィルター510nm 以上)                      フィルター型番については、各メーカーにお問合せ下さい。</p>
メーカー名	主な蛍光顕微鏡	推奨フィルター									
オリンパス	BX50、BX51 BX60、BX61	U-MWIB									
ニコン	E400、E600	B-2A									