

お客様各位

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-10100-3	ブロスミック SGM	10 検体	¥40,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要



- 有効期間 : 12 ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~10℃
- 外箱サイズ : D:230mm×W:285mm×H:120mm
- 重量 : 946 g
- 使用目的 : 非結核性抗酸菌(迅速発育菌を除く)の抗菌性物質に対する感受性を測定することを目的とし、液体培地希釈法を用いたキット。主に臨床上の疾病の治療の選択その他に使用される。
- 測定原理 : 液体培地希釈法
- SDS : 提供義務のある法規制への該当なし
- その他 : 体外診断用医薬品(届出番号:08E1X80006000053)  
薬剤感受性(抗酸菌)キット

### 3. 発売日

2023年3月13日

以上