


2021年4月19日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-46211-1	ウイルス輸送培地 極東	80mL	¥5,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要



- 有効期間 : 3ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~10℃
- 外箱サイズ : D:57mm×W:57mm×H:117mm
- 重量 : 123.85g
- 備考 : 生体より採取した検体中のウイルス及び細菌の保存及び輸送を目的とした液体培地です。雑菌抑制剤として、バンコマイシン、コリスチン、アムホテリシン B を含みます。
※ウイルスを不活化する成分は含みません。

3. 発売日

2021年4月19日

以上