


2021年10月18日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 貯法、有効期間、ラベル表示変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の貯法、有効期間、ラベル表示を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	変更ロット No.
551-46211-1	ウイルス輸送培地 極東	80 mL	EZEMA601

### 2. 変更内容

- 貯法を2～10℃から、2～25℃に変更いたします。
- 貯法変更に伴い、有効期間を5ヶ月に変更いたします。
- 外箱ラベル、ボトルラベルの貯法を変更し、Lot No.、有効期限後ろの「:(コロン)」を削除いたします。
- 外箱ラベルに保管条件に関する注意書きを追加いたします。

※詳細は、別紙『ウイルス輸送培地 極東 ラベル表示変更見本』をご参照ください。

### 3. 変更時期

変更ロット以降より

以上

	変更前	変更後
外箱ラベル	<p>80mL</p> <p><b>ウイルス輸送培地 極東</b></p> <p>貯法: 2~10℃                      Lot No. EZE12345                      有効期限: 21.01.01</p> <p>※ウイルスを不活化する成分は含みません</p> <p>【JANコード】コードNo. 46211</p>  <p>4 987551 462111</p> <p>【GS1-128】</p>  <p>(01)0498755146211(17)210101(10)EZE12345</p> <p> 極東製薬工業株式会社                      東京都中央区日本橋小舟町7番8号</p>	<p>80mL</p> <p><b>ウイルス輸送培地 極東</b></p> <p>貯法: <b>2~25℃</b>                      Lot No. EZE12345                      有効期限 21.01.01</p> <p>※ウイルスを不活化する成分は含みません                      ※直射日光、高温多湿を避けて保管してください</p> <p>【JANコード】コードNo. 46211</p>  <p>4 987551 462111</p> <p>【GS1-128】</p>  <p>(01)0498755146211(17)210101(10)EZE12345</p> <p> 極東製薬工業株式会社                      東京都中央区日本橋小舟町7番8号</p>
ボトルラベル	<p>80mL</p> <p><b>ウイルス輸送培地 極東</b></p> <p>貯法: 2~10℃                      Lot No. EZE12345                      有効期限: 21.01.01</p> <p>極東製薬工業株式会社</p>	<p>80mL</p> <p><b>ウイルス輸送培地 極東</b></p> <p>貯法: <b>2~25℃</b>                      Lot No. EZE12345                      有効期限 21.01.01</p> <p>極東製薬工業株式会社</p>

■青枠:削除、■赤枠:変更箇所