

2021年10月11日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

販売中止・新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の販売を中止し、代替の新製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 販売中止製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-58060-0	ランピア ラテックス RFⅢ	Nタイプ R1:17mL×2、R2: 6mL×1
551-48512-7	RF 標準血清	1mL×3

2. 代替新製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-49502-7	LZ テスト‘栄研’RF	R1:15 mL×1、R2:6 mL×1	¥11,000
551-49503-4	LZ テスト‘栄研’RF	R1:60 mL×1、R2:20 mL×1	¥36,000
551-49504-1	LZ-RF 標準‘栄研’	1mL×6(6段階濃度)	¥25,000
551-49511-9	イムノピアリ®1	3mL×2	¥28,500
551-49512-6	イムノピアリ®2	3mL×2	¥28,500

※詳細は、別紙『ランピアラテックス RFⅢ代替新製品 概要一覧』をご参照ください。

3. 販売中止時期

在庫限り

4. 新製品発売時期

2021年11月1日

以上

別紙：ランピアラテックス RFⅢ代替新製品 概要一覧

統一商品 コード No.	製品名	有効期間 ・貯蔵方法	使用目的	その他
551-49502-7	LZ テスト‘栄研’RF	1 年間 ・2～10℃	血清または血漿中のリウマチ因子 (RF) の測定	リウマチ因子キット 体外診断用医薬品 (承認番号:219AAAMX00204000) [外箱サイズ]D:32×W:80×H:105mm [重量]60g ※適用機種例:日立 7180、AU680、 BM6050 他
551-49503-4	LZ テスト‘栄研’RF	1 年間 ・2～10℃	血清または血漿中のリウマチ因子 (RF) の測定	リウマチ因子キット 体外診断用医薬品 (承認番号:219AAAMX00204000) [外箱サイズ]D:32×W:80×H:105mm [重量]130g ※適用機種例:日立 7180、AU680、 BM6050 他
551-49504-1	LZ-RF 標準‘栄研’	1 年間 ・2～8℃	LZ テスト‘栄研’RF と併用してキャリブレーションを行うための標準品	体外診断用医薬品ではありません [外箱サイズ]D:25×W:115×H:47mm [重量]37g
551-49511-9	イムノピアリ ^{®1}	1 年間 ・2～8℃	LZ テスト‘栄研’RF、LZ テスト‘栄研’ASO、血清・血漿測定時の LZ テスト‘栄研’β ₂ -M と併用して精度管理計画に使用できるコントロール(低濃度域)	体外診断用医薬品ではありません [外箱サイズ]D:24×W:47×H:61mm [重量]21g
551-49512-6	イムノピアリ ^{®2}	1 年間 ・2～8℃	LZ テスト‘栄研’RF、LZ テスト‘栄研’ASO、血清・血漿測定時の LZ テスト‘栄研’β ₂ -M と併用して精度管理計画に使用できるコントロール(高濃度域)	体外診断用医薬品ではありません [外箱サイズ]D:24×W:47×H:61mm [重量]21g