

お客様各位

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品 コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望 小売価格
551-58781-4	ランピア ラテックス RUBELLA II	希釈液 1 (42mL×1) ラテックス試液 2(12mL×1)	¥90,000
551-48552-3	RUBELLA II 標準血清	1.5mL×6 濃度 各 1 本	¥30,000
551-48553-0	RUBELLA II コントロール	3mL×2 濃度 各 1 本	¥17,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要

ランピア ラテックス RUBELLA II

- 有効期間 : 6ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~10℃
- 外箱サイズ: D:40mm×W:80mm×H:107mm
- 重量 : 106g
- 使用目的 : 血清中の風疹ウイルス抗体の測定(風疹ウイルス感染の診断の補助)
- 測定原理 : ラテックス凝集比濁法
- その他 : 体外診断用医薬品(承認番号:30200EZX00063000)、風疹ウイルス抗体キット

RUBELLA II 標準血清

- 有効期間 : 12ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~10℃
- 外箱サイズ: D:58mm×W:80mm×H:62mm
- 重量 : 58g
- 使用目的 : ランピア ラテックス RUBELLA II と併用してキャリブレーションを行うための標準血清

RUBELLA II コントロール

- 有効期間 : 12ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~10℃
- 外箱サイズ: D:37mm×W:80mm×H:72mm
- 重量 : 36g
- 使用目的 : ランピア ラテックス RUBELLA II と併用して精度管理計画に使用できるコントロール

### 3. 発売日

2021年7月26日

以上