

お客様各位

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名・内容	包装	メーカー希望小売価格
551-62320-8	コパン FLOQ スwab, 502CS01-E, レギュラー, BP80	100 本	¥7,500
551-62321-5	コパン FLOQ スwab, 503CS01-E, 鼻咽頭用, BP100	100 本	¥8,000
551-62322-2	コパン FLOQ スwab, 519CS01-E, レギュラー, BP100	100 本	¥7,500

※製造販売業者:株式会社シン・コーポレーション

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要

- 有効期間 : 36ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~30℃ (濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管)
- 箱サイズ : W:220mm×D:210mm×H:100mm
- 製品重量 : 260g
- 使用目的 : 検査のための試料を採取する器具です。
- 一般医療機器 類別 : 機械器具 54 医療用捲綿子
- 一般名称 : 医科用捲綿子(JMDN コード:10172000)
- その他 : 本品は、個包装袋とともに滅菌済です。
また、軸を折るためのブレイクポイントが設けられています。

※詳細は、別紙「コパン FLOQ スwab 製品一覧」をご参照ください。

3. 発売日

2020年3月23日

以上

【 コパンFLOQスワブ 製品一覧 】

別紙資料

統一商品コードNo.	製品名・内容	ブレイクポイント	綿棒全長	軸直径	綿球長	綿球直径	製造販売届出番号
551-62320-8	コパンFLOQスワブ, 502CS01-E, レギュラー, BP80	80mm	151mm	2.5mm	16mm	4.5mm	28B3X10006000031
551-62321-5	コパンFLOQスワブ, 503CS01-E, 鼻咽頭用, BP100	98.5mm	152mm	2.5mm	16mm	4.0mm	28B3X10006000053
551-62322-2	コパンFLOQスワブ, 519CS01-E, レギュラー, BP100	100mm	151mm	2.5mm	16mm	4.5mm	28B3X10006000020
備考	<p>包装については、パウチ袋入りの個別包装となっています。</p> <p>本品の綿球先端からの軸を折るためのブレイクポイントが設けられています。</p> <p>製品の納期につきましては、担当営業にお問い合わせください。</p>						