

お客様各位

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

## 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名・内容	包装	メーカー希望小売価格
551-62323-9	コパン FLOQ スwab, 534CS01-E, 鼻咽頭用, BPO	100 本	¥7,500

※製造販売業者:株式会社シン・コーポレイション

※この価格には、消費税は含まれておりません。

## 2. 製品概要

- 有効期間 : 36ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~30°C (濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管)
- 箱サイズ : W:220mm×D:210mm×H:100mm
- 製品重量 : 260g
- 使用目的 : 検査のための試料を採取する器具です。
- 一般医療機器 類別 : 機械器具 54 医療用捲綿子
- 一般名称 : 医科用捲綿子(JMDN コード:10172000)
- その他 : 本品は、個包装袋とともに滅菌済です。  
なお、本品には軸を折るためのブレイクポイントはございません。

※詳細は、別紙「コパン FLOQ スwab 製品詳細」をご参照ください。

## 3. 発売日

2020年4月6日

以上

【 コパンFLOQスワブ 製品詳細 】

別紙資料

統一商品コードNo.	製品名・内容	ブレイクポイント	綿棒全長	軸直径	綿球長	綿球直径	製造販売届出番号
551-62323-9	コパンFLOQスワブ, 534CS01-E, 鼻咽頭用, BP0	0mm	151mm	2.5mm	16mm	2.5mm	28B3X10006000012
備考	包装については、パウチ袋入りの個別包装となっています。 本品には軸を折るためのブレイクポイントはございません。 製品の納期につきましては、担当営業にお問い合わせください。						