


2021年3月1日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名・内容	包装	メーカー希望小売価格
551-62325-3	コパン FLOQ スワブ, 518CS01-E, ミニチップ, BP100	100本	¥7,500

※製造販売業者:株式会社シン・コーポレイション

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要

- スワブ情報 : [寸法]全長:151mm、軸直径:2.5mm、綿球長:16mm、綿球直径:3.5mm、
ブレイクポイント:98.5mm
[材質]綿球:ポリアミド、軸:ポリスチレン
- 有効期間 : 36ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~30℃ (濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管)
- 外箱サイズ : W:220mm×D:210mm×H:100mm
- 重量 : 260g
- 使用目的 : 検査のための試料を採取する器具です。
主に鼻腔や尿道等の比較的狭い部位からの検体採取に適しています。
- 薬事情報 : 機械器具 54 医療用捲綿子、一般医療機器 医科用捲綿子(JMDNコード:10172000)、
届出番号:28B3X10006000057
- その他 : 本品は、個包装袋とともに滅菌済です。

3. 発売日

2021年3月1日

以上