

お客様各位

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名・内容	包装	メーカー希望 小売価格
551-62340-6	コパン eSwab, 4E076S, 鼻咽頭用 FLOQSwab, BP80	50 個入り	¥6,750
551-62341-3	コパン eSwab, 4E077S, 小児用 FLOQSwab, BP80	50 個入り	¥6,750

※製造販売業者:コパンジャパン株式会社

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要



4E076S 鼻咽頭用 FLOQSwab



4E077S 小児用 FLOQSwab

※使用用途に応じて綿棒の綿球や軸の形状が異なります。

<共通情報>

- 有効期間 : 15 ヶ月
- 貯蔵方法 : 5~25℃ (水濡れに注意して、高温・多湿及び直射日光を避けて保管)
- 外箱サイズ : W:220mm×D:210mm×H:100mm
- 重量 : 500g
- 使用目的 : 検査のための試料を採取する器具です。
- 薬事情報 : 機械器具 54 医療用捲綿子、一般医療機器 医科用捲綿子(JMDNコード:10172000)、届出番号:28B3X10026000001
- その他 : 滅菌綿棒が採取した検体を保存する液体培地(アミーズ培地)とともに、滅菌パウチ包装されています。

3. 発売日

2021年6月22日

以上