


2021年9月13日

代理店各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

ラベル表示内容 変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品のラベル表示内容を変更することとなりましたのでご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-63010-7	クリーンベスト L	4kg
551-63020-6	クリーンベスト LC	4kg
551-63030-5	クリーンベスト AL	4kg

2. 変更内容

ラベル表示内容を変更いたします。

※変更の詳細については、別紙『ラベル表示内容 変更見本』をご参照ください。

3. 変更理由

労働安全衛生法の定められた名称等を表示すべきものに該当すると判断したため



4. 変更時期

2021年10月1日以降 出荷予定分より

※在庫状況により変動する可能性もあります。

以上

別紙：ラベル表示内容 変更見本

	変更前	変更後
クリンベストL	<div data-bbox="220 405 817 869"> <p>注意事項 本品を御使用になる前に必ずお読み下さい。</p> <p>■用途：医療・理化学器具用洗浄剤 (浸漬用) ■品名：L (アルカリ性、無燐型) ■主成分：1.界面活性剤、2.アルカリビルダー、3.グリコール類</p> <p>注 意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目に入ると炎症をおこす事があります。取扱いの際は保護眼鏡を使用する等、目に入らない様にして下さい。 ●皮膚に触れると炎症をおこす事があります。取扱いの際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れない様にして下さい。 ●万一飲み込んだ場合、医師の処置を受けて下さい。 ●使用後の容器は必ず蓋を閉めて、遠路に放置しないで保管場所に収納して下さい。 ●その他の情報については製品取扱書、成分表を参照して下さい。 <p>応急処置</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合は、15分間清水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。 ●皮膚に付着した場合は、直ちに水洗いを充分して下さい。 ●万一飲み込んだ場合は、まず口の中を洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。 <p>管理方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ゴミ、水分、蒸気、等が侵入しない様に使用後は密栓して下さい。 ●直射日光を避け、陰所に保管して下さい。 <p>廃棄物の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ●処理方法は法令で義務付けられています。法令に準って適正に処理して下さい。 ●環境汚染につながりますので、河川、湖、海、その他付近及び排水溝に廃棄しないで下さい。 ●上記以外の不審な点は、メーカー又は販売店にお問い合わせの上、御使用下さい。 </div>	<div data-bbox="861 392 1458 884"> <p>注意事項 本製品を御使用になる前に必ずお読み下さい。</p> <p>■用途：特殊・理化学器具用洗浄剤 (浸漬用) ■品名：L (アルカリ性、無燐型) ■主成分：1.界面活性剤、2.アルカリビルダー、3.グリコール類</p> <p>警告  (水酸化カルウム 2.8%含有)</p> <p>危険有害性情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●呼吸器の障害のおそれ ●長期にわたる、または反復ばく露による呼吸器の障害のおそれ <p>安全対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ●取扱い後は手、顔等をよく洗うこと。 ●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 ●粉塵/ミスト/蒸気を取り込まないこと。 ●この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 <p>応急措置</p> <ul style="list-style-type: none"> ●皮膚についた場合：多量の水で洗うこと。 ●汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合は洗濯すること。 ●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ●以下のような時は、医師の診察/手当を受けること。 ●気分が悪い時、皮膚刺激が生じた場合、眼の刺激が続く場合、ばく露またはばく露の懸念がある場合。 <p>廃 棄</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内容及び容器を認可された廃棄物処理施設に廃棄すること。 </div>
クリンベストLC	<div data-bbox="220 972 817 1435"> <p>注意事項 本品を御使用になる前に必ずお読み下さい。</p> <p>■用途：医療・理化学器具用洗浄剤 (除菌洗浄剤、浸漬用) ■品名：LC (アルカリ性、無燐型) ■主成分：1.次亜塩素酸ナトリウム、2.界面活性剤、3.アルカリビルダー</p> <p>特別注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ●酸性洗浄剤の製品と一緒に混合しないで下さい。 ●鉄、銅等の器具には絶対に使用しないで下さい。 <p>注 意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目に入ると炎症をおこす事があります。取扱いの際は保護眼鏡を使用する等、目に入らない様にして下さい。 ●皮膚に触れると炎症をおこす事があります。取扱いの際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れない様にして下さい。 ●万一飲み込んだ場合、医師の処置を受けて下さい。 ●使用後の容器は必ず蓋を閉めて、遠路に放置しないで保管場所に収納して下さい。 ●その他の情報については製品取扱書、成分表を参照して下さい。 <p>応急処置</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合は、15分間清水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。 ●皮膚に付着した場合は、直ちに水洗いを充分して下さい。 ●万一飲み込んだ場合は、まず口の中を洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。 <p>管理方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ゴミ、水分、蒸気、等が侵入しない様に使用後は密栓して下さい。 ●直射日光を避け、陰所に保管して下さい。 <p>廃棄物の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ●処理方法は法令で義務付けられています。法令に準って適正に処理して下さい。 ●環境汚染につながりますので、河川、湖、海、その他付近及び排水溝に廃棄しないで下さい。 ●上記以外の不審な点は、メーカー又は販売店にお問い合わせの上、御使用下さい。 </div>	<div data-bbox="861 940 1458 1467"> <p>注意事項 本製品を御使用になる前に必ずお読み下さい。</p> <p>■用途：特殊・理化学器具用洗浄剤 (除菌洗浄剤、浸漬用) ■品名：LC (アルカリ性、無燐型) ■主成分：1.次亜塩素酸ナトリウム、2.界面活性剤、3.アルカリビルダー</p> <p>危険  (水酸化カルウム 4.0%含有)</p> <p>危険有害性情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ●重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ●呼吸器の障害のおそれ ●長期にわたる、または反復ばく露による呼吸器の障害のおそれ ●長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 <p>安全対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ●取扱い後は手、顔等をよく洗うこと。 ●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 ●粉塵/ミスト/蒸気を取り込まないこと。 ●この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 ●環境への放出を避けること。 <p>応急措置</p> <ul style="list-style-type: none"> ●飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ●皮膚または髪に付着した場合は：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。 ●汚染した衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ●以下のような時は、医師の診察/手当を受けること。 ●気分が悪い時、ばく露またはばく露の懸念がある場合、気分が悪い時。 <p>廃 棄</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内容及び容器を認可された廃棄物処理施設に廃棄すること。 </div>
クリンベストAL	<div data-bbox="220 1538 817 2002"> <p>注意事項 本品を御使用になる前に必ずお読み下さい。</p> <p>■用途：医療・理化学器具用洗浄剤 (超音波機用洗浄剤) ■品名：AL (アルカリ性無燐型) ■主成分：1.界面活性剤、2.アルカリビルダー、3.グリコール類</p> <p>注 意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目に入ると炎症をおこす事があります。取扱いの際は保護眼鏡を使用する等、目に入らない様にして下さい。 ●皮膚に触れると炎症をおこす事があります。取扱いの際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れない様にして下さい。 ●万一飲み込んだ場合、医師の処置を受けて下さい。 ●使用後の容器は必ず蓋を閉めて、遠路に放置しないで保管場所に収納して下さい。 ●その他の情報については製品取扱書、成分表を参照して下さい。 <p>応急処置</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合は、15分間清水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。 ●皮膚に付着した場合は、直ちに水洗いを充分して下さい。 ●万一飲み込んだ場合は、まず口の中を洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。 <p>管理方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ゴミ、水分、蒸気、等が侵入しない様に使用後は密栓して下さい。 ●直射日光を避け、陰所に保管して下さい。 <p>廃棄物の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ●処理方法は法令で義務付けられています。法令に準って適正に処理して下さい。 ●環境汚染につながりますので、河川、湖、海、その他付近及び排水溝に廃棄しないで下さい。 ●上記以外の不審な点は、メーカー又は販売店にお問い合わせの上、御使用下さい。 </div>	<div data-bbox="861 1512 1458 2027"> <p>注意事項 本製品を御使用になる前に必ずお読み下さい。</p> <p>■用途：特殊・理化学器具用洗浄剤 (超音波機用洗浄剤) ■品名：AL (アルカリ性、無燐型) ■主成分：1.界面活性剤、2.アルカリビルダー、3.グリコール類</p> <p>危険  (水酸化カルウム 3.6%含有)</p> <p>危険有害性情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ●重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ●中枢神経、血液系の障害 ●呼吸器の障害のおそれ ●長期にわたる、または反復ばく露による中枢神経系、呼吸器の障害のおそれ <p>安全対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ●取扱い後は手、顔等をよく洗うこと。 ●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 ●粉塵/ミスト/蒸気を取り込まないこと。 ●この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 <p>応急措置</p> <ul style="list-style-type: none"> ●飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ●皮膚または髪に付着した場合は：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。 ●汚染した衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ●以下のような時は、医師の診察/手当を受けること。 ●気分が悪い時、ばく露またはばく露の懸念がある場合。 <p>廃 棄</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内容及び容器を認可された廃棄物処理施設に廃棄すること。 </div>