

2021年1月25日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

販売中止のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造元である倉敷紡績株式会社より『QuickBath メンテナンス対応終了のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

| 統一商品コード No. | 製品名 | 包装・内容 |
|-------------|--------------------------|-------|
| 551-63187-6 | クイックバス PCR サイ클ラーQB-0224B | 1台 |

2. 販売中止時期

在庫限り

※詳細につきましては、

倉敷紡績株式会社からの『QuickBath メンテナンス対応終了のご案内』をご参照ください。

3. 備考

代替製品については、弊社担当営業にお問い合わせください。

以上

2021年1月吉日

お客様各位

倉敷紡績株式会社
環境メカトロニクス事業部
バイオメディカル部

QuickBath メンテナンス対応終了のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社販売製品のサーマルサイクラーQuickBath(製品番号 QB-224B)は、製造元の操業停止により弊社での販売およびメンテナンス対応を中止せざるを得ないこととなりました。お客様には大変ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。なお、ご購入いただいた本製品にて故障・不具合が発生した際には、別機種(スリム PCR サイクラー)にて対応させていただく予定です。

敬具

装置比較

| | QuickBath | スリム PCR サイクラー |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 処理容器 x 最大セット数 | 0.2ml 8 連チューブ x 3 0.2ml チューブ x 24 | 0.2ml チューブ x 16 |
| 温度範囲 | 4℃～98℃ | 8℃～98℃ |
| 加熱・冷却速度 | 4℃/秒 | 平均 2℃/秒 (最大 3℃/秒) |
| 電源 | AC100～120V 50/60Hz | DC 12V, 10A |
| 外形寸法 | W120 x D280 x H180mm | W200 x D200 x H40mm |
| 重量 | 約 4.7kg | 約 2.5kg |

お問い合わせ先

大阪 : 〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町 14-30 クラボウ先進技術センター2F

TEL. 072-820-3079 FAX. 072-820-3095

東京 : 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-7-1 野村不動産日本橋本町ビル 2F

TEL. 03-3639-7077 FAX. 03-3639-6998