

お客様各位

キャップ形状変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび『微量血液容器(輸入元 株式会社グライナー・ジャパン)』のキャップを以下のように形状変更をしますので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	血液収容量	添加物/キャップカラー
551-65640-4	クエン酸 Na 3.2%入り血液容器 MP-10C	50本	0.9mL	3.2%クエン酸 Na 水溶液 /ライトブルー

2. 変更内容

- ① キャップの溝の数が増えました。
- ② グリップを改善するため溝が深くなりました。
- ③ キャップはチューブよりもやや大きくはみ出すことで、開栓しやすくなりました。



3. 変更時期

2020年2月製造分(ロット A2002XXX)より実施され、旧タイプの在庫がなくなり次第順次変更いたします。

4. 備考

本変更以外に性能及び、製品コード、価格についての変更はございません。

以上