

お客様各位

キャップ形状変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび『MiniCollect® II 微量採血システム(医療機器認証番号 229AABZX00018000/製造販売元株式会社グライナー・ジャパン)』のキャップを以下のように形状変更しますので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	血液収容量	添加物/キャップカラー
551-65641-1	ミニコレクト® II MI-05/10PD	50本	0.5mL /1.0mL	凝固促進剤 /赤
551-65642-8	ミニコレクト® II MI-05/08SD	50本	0.5mL /0.8mL	凝固促進剤(分離剤入り) /ゴールド
551-65643-5	ミニコレクト® II MP-025/05E2D	50本	0.25mL /0.5mL	EDTA-2K /ラベンダー
551-65644-2	ミニコレクト® II MP-025/05E3D	50本	0.25mL /0.5mL	EDTA-3K /ラベンダー
551-65645-9	ミニコレクト® II MP-05LID	50本	0.5mL	ヘパリンリチウム /緑
551-65646-6	ミニコレクト® II MP-08LISD	50本	0.8mL	ヘパリンリチウム(分離剤入り) /薄緑
551-65647-3	ミニコレクト® II MP-025FD	50本	0.25mL	フッ化 Na+シュウ酸 K /灰色

2. 変更内容

- ① キャップの溝の数が増えました。
 - ② グリップを改善するため溝が深くなりました。
 - ③ キャップはチューブよりもやや大きくはみ出すことで、開栓しやすくなりました。
- ※ 別紙「MiniCollect® II 微量採血システム キャップ形状 変更 見本」をご参照ください。

3. 変更時期

2020年2月製造分(ロット A2002XXX)より実施され、旧タイプの在庫がなくなり次第順次変更いたします。

4. 備考

本変更以外に性能及び、製品コード、価格についての変更はございません。
変更ロット A2002 については、対象製品共通の番号になります。

以上

別紙：『MiniCollect® II 微量採血システム キャップ形状 変更』 見本

変更前	変更後
 A MiniCollect tube with a smooth, cylindrical purple cap. The tube is white with a purple band near the top. The label on the tube reads "MiniCollect", "K2E K2EDTA", and "450532".	 A MiniCollect tube with a new, ribbed purple cap. The tube is white with a purple band near the top. The label on the tube reads "MiniCollect", "K2E K2EDTA", and "450532".