

お客様各位

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-68065-2	メディクスワブ植毛綿棒 NA01 輸送チューブ入鼻咽頭用	50本	¥7,000


※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要

【個包装形態(未開封)】



【開封後形態】



- 詳細情報 : [寸法] ①輸送チューブ全長(キャップをした状態): 約 177mm、径:約 12mm
②スワブ全長:約 151mm、③綿体長:約 17mm・綿体径:約 3mm、④細軸部:約 50mm
[材質]綿体:ナイロン、軸:ナイロン、輸送チューブ:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
- 有効期間 : 3年
- 貯蔵方法 : 室温
- 外箱サイズ : D:100mm×W:180mm×H:80mm
- 重量 : 210g
- 使用目的 : 各種検査の検体採取。主に鼻腔、鼻咽頭の検体採取に適しています。
- 薬事情報 : 機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子(JMDNコード:10172000)、届出番号:21B2X10012000059
- その他 : 輸送チューブとともに EOG 滅菌済み。綿棒はキャップに固定され、チューブ内に格納されています。

3. 発売日

2023年1月30日

以上