

お客様各位

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-68066-9	植毛綿棒 鼻腔用(輸送チューブ付)	20本	¥3,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要



- 詳細情報 : [寸法]①スワブ全長:約 156mm、②綿体長:約 17mm・綿体径:約 3mm、③細軸部:約 50mm、④輸送チューブ全長(キャップをした状態):165mm
[材質]綿体:ナイロン、軸:ナイロン、輸送チューブ:ポリエチレン
- 有効期間 : 3年
- 貯蔵方法 : 室温
- 外箱サイズ : W:210mm×D:110mm×H:85mm
- 重量 : 180g
- 使用目的 : 各種検査の検体採取。主に鼻腔、鼻咽頭の検体採取に適しています。
- 薬事情報 : 機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子(JMDNコード:10172000)、届出番号:21B2X10012000045
- その他 : EOG 滅菌済みの個包装品です。綿棒はキャップに固定されています。

3. 発売日

2021年6月28日

以上