

お客様各位

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

### 1. 対象製品

| 統一商品コード No. | 製品名      | 包装・内容 | メーカー希望小売価格 |
|-------------|----------|-------|------------|
| 551-68069-0 | 植毛綿棒 鼻腔用 | 100本  | ¥8,500     |

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要



- スワブ情報：[寸法]①全長:約 156mm、②綿体長:約 17mm・綿体径:約 3mm、③細軸部:約 50mm  
[材質] 綿体:ナイロン、軸:ナイロン
- 有効期間：3年
- 貯蔵方法：室温
- 外箱サイズ：W:210mm×D:110mm×H:85mm
- 重量：200g
- 使用目的：各種検査の検体採取。主に鼻腔、鼻咽頭の検体採取に適しています。
- 薬事情報：機械器具 54 医科用捲綿子  
一般医療機器 医科用捲綿子(JMDNコード:10172000)、届出番号:21B2X10012000041
- その他：EOG 滅菌済個包装

### 3. 発売日

2020年10月1日

以上