

お客様各位

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-69354-6	KANEKA DNA Chromatography MABC/ <i>erm</i> (41)	20 テスト	¥86,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要



- 製品概要 : マルチプレックス PCR 法と核酸クロマト法に基づき、菌懸濁液または菌培養液から *Mycobacteroides abscessus* complex (MABC) の 3 亜種<sup>※</sup>と、*erm* (41)に関する 2 種類の遺伝子型 (T28C, full-length) を同定するための製品 (研究用試薬) です。  
 ※*M. abscessus* subsp. *abscessus* 【*M. abscessus*】、*M. abscessus* subsp. *bolletii* 【*M. bolletii*】、*M. abscessus* subsp. *massiliense* 【*M. massiliense*】
- 構成成分 : ①Test Strip:20 本、Detection Buffer:3.2 mL×1 本、Results Card:20 枚  
 ②PCR Mix:200 μL×1 本、Primer Mix:100 μL×1 本
- 有効期間 : 12 ヶ月
- 貯蔵方法 : ①2~30℃、②-20℃以下
- 外装サイズ : ①D:90 mm×W:97 mm×H:85 mm、②D:10 mm×W:100 mm×H:160 mm
- 重量 : ①136 g、②8 g
- その他 : 本製品は構成成分によって貯蔵方法が異なるため、構成成分①は常温、構成成分②は冷凍にて、別口 (2 個口) で配送されます。  
 メーカー直送品のため、製品の納期につきましては担当営業にお問い合わせください。

### 3. 発売日

2022年2月7日

以上