

お客様各位

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-69355-3	KANEKA Microbial DNA Extraction Reagent	20テスト分	¥14,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要



- 製品概要 : 微生物から PCR やリアルタイム PCR などの核酸増幅法に利用可能な鋳型 DNA を約 10 分で抽出するためのキットです。スピнкаラム精製や遠心分離が不要で、インキュベートのみで DNA 抽出が可能です。
別売品: KANEKA DNA Chromatography MABC/*erm*(41)での DNA 抽出に、本製品の使用が推奨されています。
- 内容物 : Solution A:400 μ L \times 1 本、Solution B:800 μ L \times 2 本
- 有効期間 : 12 ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~30 $^{\circ}$ C
- 外装サイズ: D:10 mm \times W:100 mm \times H:160 mm
- 重量 : 11 g
- その他 : メーカー直送品のため、製品の納期につきましては担当営業にお問い合わせください。

3. 発売日

2022年2月7日

以上