


2021年5月17日

お客様各位

 **極東製薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 陰性コントロール溶液 チューブ変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造販売元である東洋紡株式会社より『「ジーンキューブ® 専用試薬」 チューブ変更のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

別紙 1『陰性コントロール溶液チューブ 変更対象製品一覧』をご参照ください。

### 2. 変更内容

陰性コントロール溶液のチューブ(容器)を変更いたします。

※容量、内部形状のみの変更ですので、製品の性能及び価格に変更はございません。

※詳細につきましては、別紙 2『「ジーンキューブ® 専用試薬」 チューブ変更のご案内』をご参照ください。

### 3. 変更時期

2021年2月流通予定より順次

以上

別紙 1: 陰性コントロール溶液チューブ 変更対象製品一覧

統一商品コード No.	製品名	包装	備考
551-69400-0	ジーンキューブ® MTB	96 テスト	体外診断用医薬品
551-69401-7	ジーンキューブ® MAC	96 テスト	体外診断用医薬品
551-69402-4	ジーンキューブ® MAI	48 テスト	体外診断用医薬品
551-69403-1	ジーンキューブ® マイコプラズマ・ニューモニエ	80 テスト	体外診断用医薬品
551-69463-5	ジーンキューブ® FluA/B	48 テスト	体外診断用医薬品
551-69404-8	ジーンキューブ® クラミジア・トラコマチス	96 テスト	体外診断用医薬品
551-69405-5	ジーンキューブ® ナイセリア・ゴノレア	96 テスト	体外診断用医薬品
551-69406-2	ジーンキューブ® mecA	48 テスト	体外診断用医薬品
551-69455-0	ジーンキューブ® C.difficile	48 テスト	体外診断用医薬品
551-69421-5	ジーンキューブ® テスト PP nuc	48 テスト	研究用試薬

※統一商品コード：551-69453-6\_ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2 については別途ご案内済み

お客様各位  
代理店様各位

## 「ジーンキューブ® 専用試薬」 チューブ変更のご案内

東洋紡株式会社  
診断システム事業部

謹啓、時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび下記の通り、弊社製品に使用しております容器の変更について、ご案内させていただきます。  
このたび変更させていただく容器は、ジーンキューブ専用試薬の全項目の陰性コントロール溶液(以降、NC)に  
使用しておりますチューブ(容量、内部形状)のみでございますので、各製品の性能および価格の変更はござい  
ません。  
ご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

2021年 4月


### 記

#### ●NC 使用容器の変更

- 商品名 ジーンキューブ® 専用試薬の全項目
- 包装変更時期 2021年2月販売予定から
- 現状(シール貼付前)

現在までの容器

2月販売予定の容器



#### ○注意点

- ・チューブ内の容量、形状が異なります(内容量に変更はありません)。
- ・シール貼付の状態ではチューブ内部の形状が目視で確認できないため、NCを分注する際にチップを突き刺さないようご注意ください。

#### ●お問い合わせ先

東洋紡 診断システム事業部  
大阪市北区堂島浜二丁目2番8号  
TEL:06-6348-3335

ご不明な点は弊社製品情報担当者、もしくは上記お問い合わせ先に問い合わせください。

以上