

お客様各位

販売中止・新製品発売、電子添文改訂のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造販売元である東洋紡株式会社からの連絡に基づき、該当製品の販売を中止し、代替新製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 販売中止製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-69408-6	ジーンキューブ® 百日咳	80テスト

2. 代替新製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-69409-3	ジーンキューブ® 百日咳	32テスト	¥80,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

3. 新製品概要



- 内容物 : 酵素試薬、プライマー・プローブ試薬、陽性コントロール溶液 1、陽性コントロール溶液 2、陰性コントロール溶液
- 有効期間 : 18ヶ月
- 貯蔵方法 : 2～8℃
- 外装サイズ : D:57 mm×W:84 mm×H:70 mm
- 重量 : 40 g
- 使用目的 : 鼻咽頭拭い液又は咽頭拭い液中の百日咳菌及びパラボ百日咳菌ゲノム DNA の検出 (百日咳の診断補助)
- 測定原理 : 核酸増幅法 (PCR 法)
- SDS : 提供義務のある法規制への該当なし
- その他 : 百日咳菌核酸キット、体外診断用医薬品 (承認番号: 30300EZX00026000)
- 製造販売元 : 東洋紡株式会社

4. 電子添文の変更内容

ジーンキューブ® 百日咳 32 テストの電子添文は、第 5 版に改訂されます。

主な変更箇所は下記のとおりです。

項目	変更前	変更後																					
[包装単位]	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="379 376 587 405">商品名</th> <th data-bbox="587 376 900 405">構成試薬名、包装内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="379 405 587 618" rowspan="6">ジーンキューブ® 百日咳</td> <td data-bbox="587 405 900 434">酵素試薬[KOD Mix]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 434 900 463">140 μL×5 本</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 463 900 492">プライマー・プローブ試薬[BP Mix]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 492 900 521">180 μL×5 本</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 521 900 551">陽性コントロール溶液 1[BP PC1]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 551 900 580">300 μL×1 本</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 580 587 609">陽性コントロール溶液 2[BP PC2]</td> <td data-bbox="587 580 900 609">300 μL×1 本</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 609 587 638">陰性コントロール溶液[NC(呼吸器用)]</td> <td data-bbox="587 609 900 638">300 μL×1 本</td> </tr> </tbody> </table>	商品名	構成試薬名、包装内容	ジーンキューブ® 百日咳	酵素試薬[KOD Mix]	140 μ L×5 本	プライマー・プローブ試薬[BP Mix]	180 μ L×5 本	陽性コントロール溶液 1[BP PC1]	300 μ L×1 本	陽性コントロール溶液 2[BP PC2]	300 μ L×1 本	陰性コントロール溶液[NC(呼吸器用)]	300 μ L×1 本	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="932 376 1139 405">商品名</th> <th data-bbox="1139 376 1455 405">構成試薬名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="932 405 1139 528" rowspan="5">ジーンキューブ® 百日咳 (32 テスト)</td> <td data-bbox="1139 405 1455 434">酵素試薬[KOD Mix]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 434 1455 463">プライマー・プローブ試薬[BP Mix]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 463 1455 492">陽性コントロール溶液 1[BP PC1]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 492 1455 521">陽性コントロール溶液 2[BP PC2]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 521 1455 551">陰性コントロール溶液[NC(呼吸器用)]</td> </tr> </tbody> </table>	商品名	構成試薬名	ジーンキューブ® 百日咳 (32 テスト)	酵素試薬[KOD Mix]	プライマー・プローブ試薬[BP Mix]	陽性コントロール溶液 1[BP PC1]	陽性コントロール溶液 2[BP PC2]	陰性コントロール溶液[NC(呼吸器用)]
商品名	構成試薬名、包装内容																						
ジーンキューブ® 百日咳	酵素試薬[KOD Mix]																						
	140 μ L×5 本																						
	プライマー・プローブ試薬[BP Mix]																						
	180 μ L×5 本																						
	陽性コントロール溶液 1[BP PC1]																						
	300 μ L×1 本																						
陽性コントロール溶液 2[BP PC2]	300 μ L×1 本																						
陰性コントロール溶液[NC(呼吸器用)]	300 μ L×1 本																						
商品名	構成試薬名																						
ジーンキューブ® 百日咳 (32 テスト)	酵素試薬[KOD Mix]																						
	プライマー・プローブ試薬[BP Mix]																						
	陽性コントロール溶液 1[BP PC1]																						
	陽性コントロール溶液 2[BP PC2]																						
	陰性コントロール溶液[NC(呼吸器用)]																						

5. 販売中止時期

在庫限り

6. 新製品発売日

2023 年 12 月 4 日

以上