

お客様各位

販売中止のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の販売を中止することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 販売中止製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	備考
551-69421-5	ジーンキューブ® テスト PP nuc	48テスト	研究用試薬

2. 代替製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望 小売価格
551-69407-9	ジーンキューブ® MRSA	48テスト	¥120,000

3. 代替製品概要

- 内容物 : 酵素試薬、陽性コントロール溶液、陰性コントロール溶液、
mecA 用プライマー・プローブ試薬、nuc 用プライマー・プローブ試薬
- 有効期間 : 18ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~8℃
- 外箱サイズ : D:57 mm×W:84 mm×H:70 mm
- 重量 : 57 g
- 使用目的 : 血液培養試験で陽性となった培養液、又は固形培地上で増殖した血液培養試験陽性の培養液由来のコロニー中の黄色ブドウ球菌の核酸同定及びメチシリン耐性遺伝子 (*mecA*) の検出(メチシリン耐性を示すブドウ球菌(MRSA等)感染の診断補助)
- 測定原理 : 核酸増幅法(PCR法)
- その他 : 体外診断用医薬品(承認番号:30100EZX00037000)
核酸同定・ブドウ球菌キット

※製造販売元である東洋紡株式会社からの別紙「ジーンキューブ® MRSA」新製品のご案内』もあわせてご参照ください。

4. 販売中止時期

在庫限り

以上



極東製薬工業株式会社 御中

「ジーンキューブ® MRSA」新製品のご案内

東洋紡株式会社
診断システム事業部

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、新発売品を下記にご案内いたしますとともに、本製品に関する研究用試薬の販売中止をお知らせいたします。
何卒よろしくご高配の程お願い申し上げます。

謹白

2021年 11月

記

1. 新発売品

品名	商品コード	包装	希望価格	備考
ジーンキューブ® MRSA	QGMRS-048	48テスト	¥120,000	体外診断用医薬品 JANコード 4965838893896

- ・内容: 酵素試薬、陽性コントロール溶液、陰性コントロール溶液、
mecA 用プライマー・プローブ試薬、nuc 用プライマー・プローブ試薬
- ・保管方法: 冷蔵(2~8℃)
- ・有効期限: 18ヶ月
- ・体外診断用医薬品承認番号: 30100EZ00037000
- ・販売開始時期: 2021年 11月 29日

2. 販売中止品

品名	商品コード	包装	希望価格	備考
ジーンキューブ® テスト PPnuc	QGPNU-548	48テスト	¥68,000	

注)ジーンキューブ® MRSA の販売開始に伴い、在庫限りの販売とさせていただきます。

3. お問い合わせ先

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
東洋紡 診断システム事業部
TEL06-6348-3335 FAX06-6348-3833

ご不明な点は弊社製品情報担当者、もしくは弊社診断システム事業部に問い合わせ下さい。

以上