


2021年2月1日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

資材変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造販売元である東洋紡株式会社より『「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」チューブ変更のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	変更ロット No.
551-69453-6	ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2	96 テスト	1114

2. 変更内容

- 陰性コントロール溶液のチューブ(容器)を変更いたします。
※容量、内部形状のみの変更ですので、製品の性能及び価格に変更はございません。

※詳細につきましては、別紙『「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」チューブ変更のご案内』をご参照ください。

3. 注意点

- チューブ(容器)の容量、形状が異なります(内容量に変更はありません)。
- ラベル貼付の状態では、チューブ内部の形状が目視で確認できないため、陰性コントロール溶液を分注する際にチップを突き刺さないようにして下さい。

4. 変更時期

変更ロット以降より

※2021年2月流通予定

以上

「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」 チューブ変更のご案内

東洋紡株式会社
診断システム事業部

謹啓、時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび下記の通り、弊社製品に使用しております容器の変更について、ご案内させていただきます。
このたび変更させていただく容器は、陰性コントロール溶液(以降、NC)に使用しておりますチューブ(容量、内部形状)のみでございますので、製品の性能および価格の変更はございません。
ご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

2021年 1月

記

●NC 使用容器の変更

- 商品名 ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2 (QGCOV-596)
- 包装変更時期 2021年2月販売予定のLot.1114から
- 現状(シール貼付前)

現在までの容器



Lot.1114 以降の容器



○注意点

- ・チューブ内の容量、形状が異なります(内容量に変更はありません)。
- ・シール貼付の状態ではチューブ内部の形状が目視で確認できないため、NCを分注する際にチップを突き刺さないようご注意ください。

●お問い合わせ先

東洋紡 診断システム事業部
大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
TEL:06-6348-3335

ご不明な点は弊社製品情報担当者、もしくは上記お問い合わせ先に問い合わせください。

以上