

お客様各位

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-69453-6	ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2	96テスト	¥192,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要

- 内容物 : ①酵素液 A、陽性コントロール溶液  
②酵素液 B、陰性コントロール溶液、プライマー・プローブ試薬
- 有効期間 : 6ヶ月
- 貯蔵方法 : ①-30~-15℃、②2~8℃  
※製品の輸送条件は冷凍です。外箱開封後は内容物指定の貯蔵方法で保管してください。
- 外箱サイズ: W:121mm×D:82mm×H:110mm
- 重量 : 116g
- 使用目的 : 唾液などの生体試料中の SARS-CoV-2 RNA の検出  
(SARS-CoV-2 感染の診断の補助)
- 測定原理 : 核酸増幅法 (RT-PCR 法)
- その他 : 体外診断用医薬品 (承認番号: 30200EZ00074000)  
SARS コロナウイルス核酸キット

※製造販売元である東洋紡株式会社からの別紙『ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2』新製品のご案内』もあわせてご参照ください。

※検体前処理に酵素溶液および加熱を用いる場合の操作手順や備品類については、下記までお問い合わせください。  
[お問い合わせ先]

極東製薬工業株式会社 営業学術部

TEL:03-5645-5664 / FAX:03-5645-5703

### 3. 発売日

2020年11月19日

※販売開始当初は、ご注文が立て込むことが予想されます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以上



極東製薬工業株式会社御中

## 「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」新製品のご案内

東洋紡株式会社  
診断システム事業部

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、新発売品を下記にご案内いたします。  
何卒よろしくご高配の程お願い申し上げます。

謹白

2020年 11月

### 記

#### 1. 新発売品

品名	商品コード	包装	希望価格	備考
ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2	QGCOV-596	96テスト	¥192,000	体外診断用医薬品 JANコード 4965838893926

・内容:①酵素液 A、陽性コントロール溶液

②酵素液 B、陰性コントロール溶液、プライマー・プローブ試薬

・保管方法:①冷凍(-30~-15°C)、②冷蔵(2~8°C)

本商品は①と②を一箱に同梱し、冷凍(-30~-15°C)でお届けいたします。

・有効期限:6ヶ月

・体外診断用医薬品承認番号: 30200EZX00074000

・販売開始時期: 2020年 11月 18日

※販売開始当初はご注文が立て込むことが予想されます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

※検体前処理に酵素溶液および加熱を用いる場合の操作手順や備品類については  
下記お問い合わせ先にご確認ください。

#### 2. お問い合わせ先

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号

東洋紡 診断システム事業部

TEL06-6348-3335 FAX06-6348-3833

ご不明な点は弊社製品情報担当者、もしくは弊社診断システム事業部にお問い合わせ下さい。

以上