


2020年11月12日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

| 統一商品コード No. | 製品名 | 包装・内容 | メーカー希望小売価格 |
|-------------|-----------------------|-------|------------|
| 551-69455-0 | ジーンキューブ® C. difficile | 48テスト | ¥96,000 |

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要

- 内容物 : 1. 酵素試薬[CD 専用 KOD Mix]
2. プライマー・プローブ試薬[CD Mix]
3. 陽性コントロール溶液[CD PC]
4. 陰性コントロール溶液[CD NC]
- 有効期間 : 12ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~8℃
- 外箱サイズ: W:84mm×D:57mm×H:70mm
- 重量 : 47g
- 使用目的 : 糞便中の *Clostridioides difficile* トキシン B の DNA 検出
(*Clostridioides difficile* 感染の診断補助)
- 測定原理 : 核酸増幅法(PCR法)
- その他 : 体外診断用医薬品(承認番号:30200EZX00041000)
クロストリジウム・デフィシル核酸キット

※製造販売元である東洋紡株式会社からの別紙『「ジーンキューブ® C. difficile」新製品のご案内』もあわせてご参照ください。

3. 発売日

2020年11月19日

以上

お客様各位



極東製薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町7-8

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

| 統一商品コード No. | 製品名 | 包装・内容 | メーカー希望小売価格 |
|-------------|----------------------------|--------|------------|
| 551-69454-3 | ジーンキューブ® 専用 前処理キット(糞便用) | 50 検体分 | ¥25,000 |

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要

- 内容物 : 1. 試料溶解液 …100mL×1本
2. 便フィルター …50個
3. 前処理容器 …50本
4. メンティップ綿棒 …50本
5. チューブラック …1個
- 有効期間 : 24ヶ月
- 貯蔵方法 : 1~35℃
- 外箱サイズ : W:211mm×D:121mm×H:155mm
- 重量 : 390g
- 使用目的 : GENECUBE®測定のための試料の溶解及び試料の前処理
- 備考 : 同日発売の「ジーンキューブ® C. difficile」で使用可能な糞便用前処理キットです

※製造販売元である東洋紡株式会社からの別紙「ジーンキューブ® C. difficile」新製品のご案内』もあわせてご参照ください。

3. 発売日

2020年11月19日

以上



極東製薬工業株式会社御中

「ジーンキューブ® C. difficile」新製品のご案内

東洋紡株式会社

診断システム事業部

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、新発売品を下記にご案内いたします。
何卒よろしくご高配の程お願い申し上げます。

謹白

2020年 11月

記

1. 新発売品

| 品名 | 商品コード | 包装 | 希望価格 | 備考 |
|----------------------------|------------|-------|---------|-------------------------------------|
| ジーンキューブ® C. difficile | QGCDDB-048 | 48テスト | ¥96,000 | 体外診断用医薬品 JANコード 4965838893919 |
| ジーンキューブ® 専用前処理 セット(糞使用) | QGSL-060 | 50検体分 | ¥25,000 | |

・販売開始時期：2020年11月18日

【ジーンキューブ® C. difficile について】

- ・内容：酵素試薬、陽性コントロール溶液、陰性コントロール溶液、プライマー・プローブ試薬
- ・保管方法：冷蔵(2~8℃)
- ・有効期限：12ヶ月
- ・体外診断用医薬品承認番号：30200EZX00041000

【ジーンキューブ® 専用前処理セット(糞使用) について】

- ・内容：試料溶解液 100mL×1、便フィルター 50個、前処理容器 50本、メンティップ綿棒 50本
チューブラック 1個
- ・保管方法：1~35℃
- ・有効期限：24ヶ月

2. お問い合わせ先

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号

東洋紡 診断システム事業部

TEL06-6348-3335 FAX06-6348-3833

ご不明な点は弊社製品情報担当者、もしくは弊社診断システム事業部に問い合わせ下さい。

以上