


2020年7月31日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-69456-7	ジーンキューブ® SARS-CoV-2	48テスト	¥96,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要

- 内容物 : ①酵素液 A、陽性コントロール溶液  
②酵素液 B、陰性コントロール溶液、プライマー・プローブ N1 試薬、プライマー・プローブ N2 試薬
- 有効期間 : 6ヶ月
- 貯蔵方法 : ①-30~-15℃、②2~8℃  
※製品の輸送条件は冷凍です。外箱開封後は内容物指定の貯蔵方法で保管してください。
- 外箱サイズ: W:121mm×D:82mm×H:110mm
- 重量 : 118g
- 使用目的 : 唾液などの生体試料中の SARS-CoV-2 RNA の検出  
(SARS-CoV-2 感染の診断の補助)
- 測定原理 : 核酸増幅法(RT-PCR 法)
- その他 : 体外診断用医薬品(承認番号:30200EZX00043000)  
SARS コロナウイルス核酸キット

※製造販売元である東洋紡株式会社からの別紙『「ジーンキューブ® SARS-CoV-2」新製品のご案内』もあわせてご参照ください。

### 3. 発売日

2020年8月7日

※販売開始当初は、ご注文が立て込むことが予想されます。

その場合は出荷が8月下旬以降になることがございますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

以上



極東製薬工業株式会社 御中

## 「ジーンキューブ® SARS-CoV-2」新製品のご案内

東洋紡株式会社

診断システム事業部

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、新発売品を下記にご案内いたします。  
何卒よろしくご高配の程お願い申し上げます。

謹白

2020年 7月

### 記

#### 1. 新発売品

品名	商品コード	包装	希望価格	備考
ジーンキューブ® SARS-CoV-2	QGCOV-048	48テスト	¥96,000	体外診断用医薬品 JANコード 4965838893902

- ・内容:①酵素液 A、陽性コントロール溶液  
②酵素液 B、陰性コントロール溶液、プライマー・プローブ N1 試薬、プライマー・プローブ N2 試薬
- ・保管方法:①冷凍(-30~-15°C)、②冷蔵(2~8°C)
- ・有効期限:6ヶ月
- ・体外診断用医薬品承認番号: 30200EZX00043000
- ・販売開始時期: 2020年 8月 7日

※販売開始当初はご注文が立て込むことが予想されます。

その場合は出荷が8月下旬以降になることがございますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

#### 2. お問い合わせ先

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号

東洋紡 診断システム事業部

TEL06-6348-3335 FAX06-6348-3833

ご不明な点は弊社製品情報担当者、もしくは弊社診断システム事業部に問い合わせ下さい。

以上