


2020年12月14日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望 小売価格
551-69560-1	SARS-CoV-2 遺伝子検出キット 極東 Ver.2	100 テスト用	¥98,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要

- 有効期間 : 24ヶ月
- 貯蔵方法 : 冷凍(-20℃)
- 外袋サイズ : D:192mm×W:120mm×H:15mm
- 重量 : 25g
- 使用目的 : 新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 遺伝子の検出
- 検出原理 : リアルタイム Reverse Transcription (RT)-PCR 法
- その他 : 研究用試薬

※ただし、厚生労働省が作成した「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 病原体検査の指針」に準じた方法に該当し、鼻咽頭拭い液、鼻腔拭い液及び唾液検体を使用した検査で公的医療保険適用の対象となります。

### 3. 発売日

2021年1月6日

以上