


2022年2月21日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	管容量	採血量	栓色	メーカー希望小売価格
551-78499-2	インセパックII-D SIM-P0705SQ-アカ-ST	100本入	7 mL	5 mL	赤	¥17,000

※「インセパック」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。  
※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要

- 有効期間 : 12ヵ月
- 貯蔵方法 : 1~30℃
- 種類 : オーバーキャップタイプ
- 検査項目 : 生化学・血清学的検査用(高速凝固タイプ)
- 収容薬剤 : 高速凝固促進剤
- 外径×長さ : 12.7 mm×100 mm
- 梱包単位 : 100本/化粧箱×10=1,000本/外箱ダンボール
- 化粧箱 情報 : サイズ:D300 mm×W115 mm×H70 mm、重量:1,180 g
- 外箱ダンボール 情報 : サイズ:D340 mm×W600 mm×H170 mm、重量:11,900 g
- その他 : 医療機器区分:管理医療機器、クラスII、特定保守非該当、  
認証番号:219AABZX00236000

### 3. 発売日

2022年2月28日

以上