


2020年9月7日*

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	管サイズ	採血量	栓色	メーカー希望小売価格
551-78504-3	インセパック® II-D SIM-P1008SQ-カバ-ST	100本入	10mL	8mL	樺	¥18,700
551-78505-0	インセパック® II-D SIM-P1008SQ-アカ-ST	100本入	10mL	8mL	赤	¥18,700
551-78506-7	インセパック® II-D SIM-P1008SQ-アオ-ST	100本入	10mL	8mL	水色	¥18,700
551-78507-4	インセパック® II-D SIM-P1008SQ-ピンク-ST	100本入	10mL	8mL	ピンク	¥18,700

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要

- 有効期間 : 12ヶ月
- 貯蔵方法 : 1~30℃
- 種類 : オーバーキャップタイプ
- 検査項目 : 生化学検査・血清学的検査用
- 収容薬剤 : 高速凝固促進剤(分離剤入り)
- 外径×長さ : 15.8mm×100mm
- 梱包単位 : 100本/化粧箱×10=1,000本/外箱ダンボール
- 化粧箱 情報 : サイズ:D116mm×W326mm×H86mm、重量:1,200g
- 外箱ダンボール 情報 : サイズ:D600mm×W335mm×H195mm、重量:12.7kg
- その他 : 医療機器区分:管理医療機器、クラスII、特定保守非該当、
認証番号:219AABZX00236000

3. 発売日

2020年10月1日

以上