


2020年7月13日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 販売中止・新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品群の製造販売元である徳山積水工業株式会社より別紙の案内がございましたので、該当製品の販売を中止し、代替の新製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 販売中止製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	管サイズ	採血量	栓色	備考
551-70005-3	インセパック® II-ST ST108CG-J3	100本入	10mL	8mL	黄	下記製品に統廃合

### 2. 代替新製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	管サイズ	採血量	栓色	メーカー希望小売価格
551-79109-9	インセパック® II-D SIM-P1008S-キイロ-ST	100本入	10mL	8mL	黄	¥7,700

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 3. 新製品概要

- 有効期間 : 12ヵ月
- 貯蔵方法 : 1~30℃
- 種類 : オーバーキャップタイプ
- 検査項目 : 生化学検査・血清学的検査用
- 収容薬剤 : 凝固促進剤(分離剤入り)
- 外径×長さ : 15.8mm×100mm
- 梱包単位 : 100本/化粧箱×10=1,000本/外箱ダンボール
- 化粧箱 情報 : サイズ:D116mm×W326mm×H86mm、重量:1,200g
- 外箱ダンボール 情報 : サイズ:D600mm×W335mm×H195mm、重量:12.7kg
- その他 : 医療機器区分:管理医療機器、クラスII、特定保守非該当、  
認証番号:219AABZX00236000

※詳細は別紙『インセパックII-ST 品種の国内生産化のご案内(生化学検査用 10mL 管品種)』をご参照ください。

### 4. 販売中止時期

在庫限り

### 5. 新製品発売日

2020年8月3日

以上

2020年7月

極東製薬工業株式会社 御中

徳山積水工業株式会社  
積水メディカル株式会社

## インセパックII-ST\*品種の国内生産化のご案内 (生化学検査用 10mL 管品種)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、真空採血管インセパックII-ST10mL 管品種は、これまで製造元である積水医療科技(中国)有限公司にて製造し、製造販売(輸入)元である徳山積水工業株式会社が輸入販売を行って参りましたが、昨今のコロナウイルス流行の影響により、安定した供給が極めて困難な状況となっております。本品種の国内生産化は以前より進めており、これを加速することで供給の安定化を図ることにいたしましたのでご案内申し上げます。

変更の詳細につきまして、下記の通りご案内させていただきます。品番、品名の変更となりご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 販売名、品番及び品名の変更

##### 【現行品】

販売名	品番	品名	キャップ色
インセパックII-ST	70005	ST108CG-J3	黄

製造元：積水医療科技(中国)有限公司 製造販売(輸入)元：徳山積水工業株式会社

##### 【国内生産品】

販売名	品番	品名	キャップ色
インセパックII-D	79109	SIM-P1008S-キイロ-ST	黄

製造販売元：徳山積水工業株式会社

#### 2. 採血管仕様の変更

別紙の通り、現行の透明ラベル貼付方式から、他のオーバーキャップ品種で実績のある直接印刷方式となります。またオーバーキャップの設計見直しにより、採血ホルダーの適合性が向上しております。尚、生産ラインの関係上、分離剤の色目が若干変わりますが、組成は同一であり性能に差はありません。その他収容薬剤、管のサイズ及び仕様につきましては、従来通りで変更ありません。

#### 3. 国内生産開始スケジュール

2020年7月より国内生産を開始いたします。



なお大変恐れ入りますが、現行品につきましては在庫なくなり次第、発売中止とさせていただきます。

以上

※「インセパック」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です

2020-0163

インセパックⅡ-ST品種の国内生産化に伴う変更点  
(生化学検査用10mL管品種)

品種	現行品	国内生産品	変更点
販売名	インセパックⅡ-ST	インセパックⅡ-D	販売名の変更
品番	70005	79109	品番の変更
品名	ST108CG-J3	SIM-P1008S-キイロ-ST	品名の変更
外観			<p>①透明ラベル貼付から、直接印刷に変更</p> <p>②オーバーキャップ設計見直しにより、採血ホルダー適合性向上</p>
表示内容	<p>SEKISUI インセパックⅡ-ST 生化学・血清学検査 凝固剤・分離剤 滅菌済み LOT 200617 ⌚ 2021-05 8mL 製造販売(輸入)元 徳山積水工業株式会社</p>	EXP 2105	表示を簡略化
収容薬剤	凝固促進剤 分離剤	凝固促進剤 分離剤(色目変更)	変更なし
採血量	8mL		変更なし
キャップ色	黄		変更なし
管サイズ	15.8×100 mm		変更なし