


2020年9月7日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品 コード No.	製品名	包装・ 内容	管サイズ	採血量	栓色	メーカー希望小売価格
551-79110-5	インセパック® II-D SIM-P1008S-カバ-ST	100本入	10mL	8mL	樺	¥7,700
551-79111-2	インセパック® II-D SIM-P1008S-アオ-ST	100本入	10mL	8mL	水色	¥7,700
551-79112-9	インセパック® II-D SIM-P1009S-カバ-ST	100本入	10mL	9mL	樺	¥7,700

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要

- 有効期間 : 12ヶ月
- 貯蔵方法 : 1~30℃
- 種類 : オーバーキャップタイプ
- 検査項目 : 生化学検査・血清学的検査用
- 収容薬剤 : 凝固促進剤(分離剤入り)
- 外径×長さ : 15.8mm×100mm
- 梱包単位 : 100本/化粧箱×10=1,000本/外箱ダンボール
- 化粧箱 情報 : サイズ:D116mm×W326mm×H86mm、重量:1,200g
- 外箱ダンボール 情報 : サイズ:D600mm×W335mm×H195mm、重量:12.7kg
- その他 : 医療機器区分:管理医療機器、クラスII、特定保守非該当、  
認証番号:219AABZX00236000

### 3. 発売日

2020年10月1日

以上