


2021年9月13日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

仕様変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造販売元である徳山積水工業株式会社より『インセパックⅡ-W 仕様変更のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	収容薬剤
551-79514-1	インセパックⅡ-W SPM-P0501S-アオ-ST	100本	3.2%クエン酸Na水溶液
551-79510-3	インセパックⅡ-W SPM-P0502S-アオ-ST	100本	3.2%クエン酸Na水溶液
551-79511-0	インセパックⅡ-W SPM-P0502S-クロ-ST	100本	3.2%クエン酸Na水溶液

※「インセパック」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

2. 変更内容

オーバーキャップ栓のゴム部材を変更いたします。

※詳細は、別紙『インセパックⅡ-W 仕様変更のご案内』をご参照ください。

3. 変更理由

ピアシング機構を有する検査装置への適合性向上のため

4. 変更時期

2021年12月製造ロットより切替予定

以上

2021年9月

極東製薬工業株式会社 御中

徳山積水工業株式会社
積水メディカル株式会社

インセパックⅡ-W 仕様変更のご案内

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、真空採血管「インセパックⅡ-W」(製造販売元:徳山積水工業株式会社)の一部品種について、オーバーキャップ栓のゴム部材の変更を行いたく、下記のとおりご案内申し上げます。

なお、品名・包装・価格等につきましては変更ございません。

何卒、事情ご賢察の上ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

〈変更内容〉 オーバーキャップ栓のゴム部材の変更(別紙参照)

〈変更理由〉 ピアシング機構を有する検査装置への適合性向上のため

〈変更時期〉 2021年12月製造ロットより切替予定

〈対象品〉

インセパックⅡ-W (管理医療機器)

統一商品コード	品名		包装	収容薬剤
502-537882	インセパックⅡ-W	SPM-P0501S-アオ-ST	100本	3.2%クエン酸Na 水溶液
502-507670	インセパックⅡ-W	SPM-P0502S-アオ-ST	100本	3.2%クエン酸Na 水溶液
502-507687	インセパックⅡ-W	SPM-P0502S-クロ-ST	100本	3.2%クエン酸Na 水溶液

以上

別紙

変更点

- ・ゴム部材の変更により、若干色が薄くなります。

変更前



変更後

