


2023年4月吉日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品 コード No.	製品名	包装・ 内容	管容量	採血量	栓色	メーカー 希望小売価格
551-79530-1	インセパックII-V SPM-P0502EM-ムラサキ-V	100本入	5 mL	2 mL	紫	¥5,500

※「インセパック」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。
※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要

- 有効期間 : 18ヵ月
- 貯蔵方法 : 4~30°C
- 種類 : オーバーキャップタイプ
- 検査項目 : 一般血液検査用
- 収容薬剤 : EDTA-2K(スプレー塗布)
- 外径×長さ : 13 mm×75 mm
- 梱包単位 : 100本/ラック×12=1,200本/外箱
- ラック情報 : サイズ:D180 mm×W150 mm×H85 mm、重量:690 g
- 外箱情報 : サイズ:D195 mm×W460 mm×H350 mm、重量:8,800 g
- SDS : 提供義務のある法規制への該当なし
- その他 : 医療機器区分:管理医療機器、クラスII、特定保守非該当、
認証番号:305AABZX00004000

3. 発売日

2023年4月25日

以上