

2020年9月1日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## インセパック® II-D 管印字変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品群の製造販売元である徳山積水工業株式会社より、管印字変更の連絡がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

別紙①『インセパック® II-D 印字変更 対象製品一覧』をご参照ください。

### 2. 変更内容

PET 管への印字方法をレーザー刻印から白インクジェット印刷に変更します。

※詳細は、徳山積水工業株式会社の別紙②『インセパック II-D の管印字変更に関するご案内』をご参照ください。

### 3. 変更理由

印字情報の視認性向上のため

### 4. 変更時期

2020年10月製造ロットより順次

以上

別紙①: インセパック® II-D印字変更 対象製品一覧

1. インセパック® II-D オーバーキャップタイプ※1

統一商品コード	製品名	包装	仕様	管印字の種類※2
551-79102-0	SIM-P0705P-アカ-ST 100	100本	凝固促進剤のみ	①
551-79100-6	SIM-P0705S-キイロ-ST 100	100本	凝固促進剤、分離剤入り	
551-79101-3	SIM-P0705S-ピンク-ST 100	100本		
551-78500-5	SIM-P0705SQ-キイロST 100	100本	高速凝固促進剤、分離剤入り	②
551-78502-9	SIM-P0705SQ-アオ-ST 100	100本		
551-78501-2	SIM-P0705SQ-カバ-ST 100	100本		
551-78503-6	SIM-P0703SQ-ピンク-ST 100	100本		
551-78700-9	SIM-P0705SQH-キイロ-ST 100	100本	高速凝固促進剤、ヘパリン中和剤、分離剤入り	③
551-79103-7	SIM-P0705S-T-アカ-ST 100	100本	凝固促進剤、分離剤入り(耐凍結用)	

2. インセパック® II-D ゴム栓タイプ※1

統一商品コード	製品名	包装	仕様	管印字の種類※2
551-71585-9	SIM-L1009S2-カバ 100	100本	凝固促進剤、分離剤入り	④
551-78455-8	SIM-L1008SQ3-カバ 100	100本	高速凝固促進剤、分離剤入り	②
551-78459-6	SIM-L1008SQ3-アオ 100	100本		
551-78457-2	SIM-L1008SQ3-ピンク 100	100本		
551-78447-3	SIM-L1008SQ3-アカ 100	100本		
551-78448-0	SIM-L1008SQ3-カバ-50 100	100本		
551-78372-8	SIM-L1005SQ3-カバ 100	100本		
551-78399-5	SIM-L1005SQ3-ピンク 100	100本		
551-78396-4	SIM-L1005SQ3-アオ 100	100本		
551-78340-7	SIM-L1003SQ-ベイジュ 100	100本		
551-78115-1	SIM-K0705SQ3-カバ 100	100本		
551-78116-8	SIM-K0705SQ3-アオ 100	100本		
551-78114-4	SIM-K0705SQ3-ピンク 100	100本		
551-78113-7	SIM-K0705SQ3-キイロ 100	100本		
551-78112-0	SIM-K0705SQ3-ベイジュ 100	100本		
551-79701-5	SIM-K0705SQ3-カバ-S 100X10	1000本		
551-78105-2	SIM-K0704SQ3-カバ 100	100本		
551-78107-6	SIM-K0704SQ3-アカ 100	100本		
551-78061-1	SIM-U0603SQ-カバ100	100本	④	
551-78062-8	SIM-N0603SQ-カバ100	100本		
551-77939-4	SIM-L1008SQH-キイロ 100	100本	高速凝固促進剤、ヘパリン中和剤、分離剤入り	②
551-77902-8	SIM-L1005SQH-キイロ 100	100本		
551-77803-8	SIM-K0705SQH-キイロ 100	100本		
551-72047-1	SAM-L1003S-アカ 100	100本	高速凝固促進剤、分離剤入り (AL検査用)	④

※1: 上記以外の品種については管印字方法は従来どおりです。

※2: 管印字の詳細は別紙②-3をご参照ください。

2020年9月

極東製薬工業株式会社 御中

徳山積水工業株式会社  
積水メディカル株式会社

インセパックⅡ-D※の管印字変更に関するご案内

謹啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、真空密封型採血管「インセパックⅡ-D」(製造販売元:徳山積水工業株式会社)の一部品種について、下記のとおり、管印字方法の変更を行いますのでご案内申し上げます。

なお、価格、性能等につきましては、従来とおりでございますので、引き続きご推奨・販売促進の程、宜しく  
お願い申し上げます。

謹白

記

- 〈 変更内容 〉 PET 管への印字方法をレーザー刻印から白インクジェット印刷に変更します
- 〈 変更理由 〉 印字情報の視認性向上のため
- 〈 変更時期 〉 2020年10月製造ロットより順次切り替え
- 〈 対象製品 〉 別紙に記載

以上

※「インセパック」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です

## 別紙1 変更対象品の一覧

## 1. インセパックⅡ-D オーバーキャップタイプ※

積水コード	品名	包装	仕様	管印字の種類
500619	SIM-P0705P-アカ-ST	100本	凝固促進剤のみ	①
500596	SIM-P0705S-キヨ-ST	100本	凝固促進剤、分離剤入り	
500640	SIM-P0705S-ピンク-ST	100本		
481604	SIM-P0705SQ-キヨ ST	100本	高速凝固促進剤、分離剤入り	②
507632	SIM-P0705SQ-アオ ST	100本		
507649	SIM-P0705SQ-カハ ST	100本		
523458	SIM-P0703SQ-ピンク ST	100本		
513633	SIM-P0705SQH-キヨ-ST	100本	高速凝固促進剤、ヘパリン中和剤、分離剤入り	③
540806	SIM-P0705S-T-アカ-ST	100本	凝固促進剤、分離剤入り（耐凍結用）	
540790	SIM-P0703S-T-アカ-ラ 361-ST	100本	凝固促進剤、分離剤入り、ラベル付（耐凍結用）	
540813	SIM-P0705S-T-アカ-ラ 355-ST	100本		
540820	SIM-P0705S-T-アカ-ラ 360-ST	100本		















※上記以外の品種については、管印字方法は従来とおりです。

## 2. インセパックⅡ-D ゴム栓タイプ※

積水コード	品名	包装	仕様	管印字の種類	
503597	SIM-L1009S2-カハ	100本	凝固促進剤、分離剤入り	④	
473470	SIM-L1008SQ3-カハ	100本	高速凝固促進剤、分離剤入り	②	
473487	SIM-L1008SQ3-アオ	100本			
473494	SIM-L1008SQ3-ピンク	100本			
481093	SIM-L1008SQ3-アカ	100本			
511981	SIM-L1008SQ3-カハ-50	100本			
473500	SIM-L1005SQ3-カハ	100本			
474743	SIM-L1005SQ3-ピンク	100本			
480379	SIM-L1005SQ3-アオ	100本			
461118	SIM-L1003SQ-ヘイジユ	100本			
473517	SIM-K0705SQ3-カハ	100本			
473524	SIM-K0705SQ3-アオ	100本			
481079	SIM-K0705SQ3-ピンク	100本			
481086	SIM-K0705SQ3-キヨ	100本			
482748	SIM-K0705SQ3-ヘイジユ	100本			
487804	SIM-K0705SQ3-カハ-S	1000本			
482755	SIM-K0704SQ3-カハ	100本			
481109	SIM-K0704SQ3-アカ	100本			
461293	SIM-U0603SQ-カハ	100本			④
536687	SIM-N0603SQ-カハ	100本			高速凝固促進剤、ヘパリン中和剤、分離剤入り
461132	SIM-L1008SQH-キヨ	100本			
461125	SIM-L1005SQH-キヨ	100本			
461231	SIM-K0705SQH-キヨ	100本	高速凝固促進剤、分離剤入り（AL検査用）	④	
461149	SAM-L1003S-アカ	100本			
461163	SAM-L1003S-アカ-ラ 211	100本			
507601	SAM-L1003S-アカ-ラ 356	100本			
510069	SAM-L1003S-アカ-ラ 365	100本			

※上記以外の品種については、管印字方法は従来とおりです。

別紙2 管印字変更の詳細

	品種	変更前	変更後
管印字方法	別紙1に記載の変更対象品すべて(別紙1)	レーザー刻印	白インクジェット印刷
印字例		 SQ  SQH  その他	 SQ  SQH  その他
印字位置 (数値は管上部からの位置)	管印字①	 EXP 2109 26.0±1mm	 EXP 2109 30.0±2mm
	管印字②	 SQ EXP 2109 17.5±1mm	 SQ EXP 2109 30.0±2mm
	管印字③	 EXP 2109 13.0±1mm	 EXP 2109 15.0±2mm
	管印字④	 EXP 2109 10.0±1mm	 EXP 2109 12.0±2mm