

お客様各位

試験成績書変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記製品の試験成績書を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	備考
551-02110-3	プレメディア ドリガルスキー改良培地	300g	—
551-02117-2	プレメディア ドリガルスキー改良培地	40g×20	受注品
551-02118-9	プレメディア ドリガルスキー改良培地	5kg×2	受注品

2. 変更内容

発育性能試験項目の見直しにともない、試験成績書を下記の通り変更いたします。

項目	変更前	変更後
版数	02110-2	02110-3
発育性能試験	<i>S. epidermidis</i> ATCC12228 <i>E. faecalis</i> ATCC19433 <i>E. coli</i> ATCC25922 <i>S. aureus</i> ATCC25923 <i>S. flexneri</i> No. 1 <i>S. Typhi</i> No. 1 <i>P. mirabilis</i> No. 1 <i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	<i>E. coli</i> ATCC25922 <i>K. pneumoniae</i> ATCC13883 <i>P. mirabilis</i> ATCC43071 <i>P. aeruginosa</i> ATCC27853 <i>E. faecalis</i> ATCC29212 <i>S. aureus</i> ATCC25923

※本変更に伴う製品性能の変更はございません。

3. 変更時期

2024年7月以降製造分より

※在庫状況等により変動する可能性もございます。

以上