

お客様各位

有効期間、試験成績書変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の改良に伴い有効期間及び試験成績書を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-05331-9	バイタルメディア チョコレート HP 寒天培地	20 枚
551-05332-6	バイタルメディア チョコレート HP 寒天培地	100 枚
551-05391-3	バイタルメディア TWIN プレート 6(TSA+HP チョコ)	20 枚
551-05390-6	バイタルメディア TWIN プレート 6(TSA+HP チョコ)	100 枚

2. 変更内容

<バイタルメディア チョコレート HP 寒天培地>

- 有効期間を3ヶ月から5ヶ月に延長いたします。
- 試験成績書のゼリー強度規格、発育性能試験に用いる菌株を変更し、版数を更新いたします。

<バイタルメディア TWIN プレート 6(TSA+HP チョコ)>

- 試験成績書のゼリー強度規格を変更し、版数を更新いたします。

※詳細は別紙『試験成績書 変更箇所一覧』をご参照ください。

3. 変更時期

2023年7月以降製造分より

※在庫状況により、変動する可能性があります。

以上

■バイタルメディア チョコレート HP 寒天培地

項目	変更前	変更後
版数	05330-2	05330-3
ゼリー強度	350g/cm ² 以上	400g/cm ² 以上
発育性能試験	<ul style="list-style-type: none"> ・<i>H. influenzae</i> ATCC 49247 ・<i>H. influenzae</i> ATCC 49766 ・<i>N. gonorrhoeae</i> ATCC 43069 ・<i>S. pneumoniae</i> ATCC 6303 	<ul style="list-style-type: none"> ・<i>H. influenzae</i> ATCC 35540 ・<i>H. parahaemolyticus</i> ATCC 10014 ・<i>M. catarrhalis</i> ATCC 25240 ・<i>S. pneumoniae</i> ATCC 49619

■バイタルメディア TWIN プレート 6(TSA+HP チョコ)

項目	変更前	変更後
版数	05390-2	05390-3
ゼリー強度 (HP チョコ)	350g/cm ² 以上	400g/cm ² 以上