

お客様各位

薬剤構成変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記製品に使用している薬剤:硫酸エンビオマイシン(EVM)の製造が中止され、2025年4月に薬価が削除されることを受け、本製品の薬剤構成からEVMを削除することとなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-08330-9	極東 結核菌感受性ビットスペクトル-SR	1 検体用
551-08332-3	極東 結核菌感受性ビットスペクトル-SR	100 検体用

2. 変更内容

- 薬剤構成からEVMを削除いたします。
 - 上記変更に伴い、薬剤配置、容器ラベル、電子添文、判定用紙、外箱ラベル等を変更いたします。
- ※薬剤配置、容器ラベル変更の詳細は、別紙『ビットスペクトル SR 薬剤配置、容器ラベル変更見本』をご参照ください。
- ※電子添文、判定用紙、外箱ラベル等の変更の詳細は、決まり次第追ってご連絡させていただきます。

3. 変更時期

2025年5月製造分より

※在庫状況等により変動する可能性もございます。

以上

別紙:ビットスペクトル SR 薬剤配置、容器ラベル変更見本

	薬剤配置						容器ラベル	
変更前							 	
	C+	C+	C 1/100	C 1/100	C-	C-		
	SM 10	SM 10	INH 0.2	INH 0.2	INH 1.0	INH 1.0		
	RFP 40	RFP 40	EB 2.5	EB 2.5	KM 20	KM 20		
	EVM 20	EVM 20	TH 20	TH 20	CS 30	CS 30		
PAS 0.5	PAS 0.5	LVFX 1.0	LVFX 1.0	C+	C+			
変更後							 	
	C+	C+	C 1/100	C 1/100	C-	C-		
	SM 10	SM 10	INH 0.2	INH 0.2	INH 1.0	INH 1.0		
	RFP 40	RFP 40	EB 2.5	EB 2.5	KM 20	KM 20		
	C+	C+	TH 20	TH 20	CS 30	CS 30		
PAS 0.5	PAS 0.5	LVFX 1.0	LVFX 1.0	C+	C+			
<p>硫酸エンビオマイシン (EVM) のウェルを コントロール (C+) に変更</p>						<p>容器ラベルの文字色を青に変更し EVM の記載を削除</p>		