

お客様各位

販売中止のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の販売を中止させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 中止製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-45100-9	リボテスト® レジオネラ	10回用

2. 後継品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-45110-8	リボテスト® レジオネラ (ver.2)	10回用	¥17,000

※製品名に変更はありませんが、従来品との区別のために「ver.2」と記載しています。

<従来品との主な変更点>

- 尿検体と検体希釈液との混和操作が不要となり、尿検体をそのまま使用可能となります。
- 有効期間:24ヵ月→12ヵ月

<製品概要>

- 有効期間 : 12ヵ月
- 貯蔵方法 : 1~30℃
- 外箱サイズ : D:105×W:140×H:63mm
- 重量 : 138g
- 使用目的 : 尿中のレジオネラ・ニューモフィラ血清型1 LPS 抗原及びレジオネラ・ニューモフィラ L7/L12 抗原の検出(レジオネラ感染の診断補助)
- SDS : 提供義務のある法規制への該当なし
- その他 : 体外診断用医薬品(承認番号:23000EZX00041000)
レジオネラキット

※製品性能、薬事承認番号、SDS および価格に変更はございません。

※従来品との詳細な製品仕様の違いについては、同日配信の『リボテスト® レジオネラ仕様変更のご案内』をご参照ください。

3. 販売中止時期

在庫限り

4. 後継品受注開始時期

2024年10月15日

以上