

お客様各位

## 新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望小売価格
551-45181-8	イムノアロー® SARS-CoV-2&FluA/B&RSV	10テスト	¥42,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

### 2. 製品概要



- 内容 : テストデバイス:10個、検体希釈液:5本/袋×2、ろ過フィルタ:10個、滅菌綿棒:10本、スタンド:1個
- 有効期間 : 12ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~30℃
- 外箱サイズ : D:120mm×W:200mm×H:50mm
- 重量 : 170g
- 使用目的 : 鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原、A 型インフルエンザウイルス抗原、B 型インフルエンザウイルス抗原及び RS ウイルス抗原の検出 (SARS-CoV-2 感染、インフルエンザウイルス感染又は RS ウイルス感染の診断の補助)
- 測定原理 : イムノクロマト法
- SDS : 提供義務のある法規制への該当なし
- その他 : 体外診断用医薬品 (承認番号:30400EZX00072000)  
SARS コロナウイルス抗原キット、インフルエンザウイルスキット、RS ウイルスキット
- 製造販売元 : 東洋紡株式会社

### 3. 発売日

2023年10月30日

以上