

2023年9月吉日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町7-8

使用説明書変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品につきまして株式会社シノテストより『Aalto EC α 使用説明書改訂のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	変更後の 使用説明書の版数
551-48231-7	Aalto EC α	5.0mL 用×1	7 版

2. 変更内容

- 製品の販売終了に伴い、使用説明書より「クイックオート ネオ AMY-5」の表示値を削除いたします。
 - 上記変更に伴い、版数を第7版に更新いたします。
- ※ 詳細は、別紙『Aalto EC α 使用説明書改訂のご案内』をご参照ください。

3. 変更時期

対象ロット:**16**、2023年9月流通予定分より

※ 製造番号6文字(アルファベット1文字+数字5桁)のうち、3・4文字目の2桁の数字が識別番号です。

※ 在庫状況により、流通予定時期は変動する可能性があります。

以上

2023年8月

極東製薬工業株式会社 御中



A a l t o E C α
使用説明書改訂のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の段お喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り深く御礼申し上げます。

この度、弊社製品の使用説明書を下記の通り変更いたしますのでご案内申し上げます。詳細は別紙の変更点をご参照ください。なお、製品名、統一商品コード、容量、処方内容等については一切変更ございません。

引き続きご愛顧賜ります様謹んでお願い申し上げます。

敬白

記

1. 変更内容

製品の販売終了に伴い「クイックオート ネオ AMY-5」の表示値を削除いたします。

2. 対象製品情報

統一商品コード	商品名	規格	対象ロット	流通予定時期
326081042	A a l t o E C α	(5.0 mL用)×1	**16**	2023年9月

※流通予定時期は、製品の在庫状況により若干変動する可能性があります

3. お問い合わせ先

株式会社シノテスト カスタマーサポート
神奈川県相模原市南区大野台 5-16-41
TEL 0120-66-1141

以上

【別紙】

(変更前)

表1 株式会社シノテスト取扱製品による表示値

試薬名	表示値	標準物質
シグナスオート ALP IF	111 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
クイックオート ネオ AST JS	177 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
シグナスオート AST	177 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
クイックオート ネオ ALT JS	150 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
シグナスオート ALT	151 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
クイックオート ネオ AMY 5	288 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
アキュラスオート AMY-IF	285 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
アキュラスオート P-AMY-IF	145 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
クイックオート ネオ Ch-E	366 U/L	JCCLS CRM-002 (JCCLS, ReCCS)
シグナスオート CK	380 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
シグナスオート LD IF	362 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
クイックオート ネオ γ -GT JS	122 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)

(変更後)

表1 株式会社シノテスト取扱製品による表示値

試薬名	表示値	標準物質
シグナスオート ALP IF	111 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
クイックオート ネオ AST JS	177 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
シグナスオート AST	177 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
クイックオート ネオ ALT JS	150 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
シグナスオート ALT	151 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
アキュラスオート AMY-IF	285 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
アキュラスオート P-AMY-IF	145 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
クイックオート ネオ Ch-E	366 U/L	JCCLS CRM-002 (JCCLS, ReCCS)
シグナスオート CK	380 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
シグナスオート LD IF	362 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)
クイックオート ネオ γ -GT JS	122 U/L	JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)