


お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

スワブ軸形状変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、下記製品につきましてコパンジャパン株式会社より『コパン UTM (359C) スワブ軸変更のご連絡』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

| 統一商品コード No. | 製品名・内容 | 包装 |
|-------------|--|--------|
| 551-62308-6 | コパン UTM, 359C, UTM 1mL, レギュラー-FLOQSwab | 50 個入り |

2. 変更内容

綿球側の軸が細い従来品の軸形状に復元される事となりました。



変更後
変更前

※軸素材や綿球部に変更はなく、品質、安全性や機能性は現行品と同等です。

※別紙『コパン UTM (359C) スワブ軸変更のご連絡』もあわせてご参照ください。

3. 変更理由

新型コロナウイルス感染拡大に伴い行ったスワブ増産体制が終了されたため。

4. 変更時期

2023年9月製造分より

以上

2023年9月吉日

極東製薬工業株式会社 御中

コパン UTM (359C) スワブ軸変更のご連絡

コパンジャパン株式会社

拝啓

時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件、製造元コパンイタリア社からの連絡に基づき、下記の通り変更致しましたのでご連絡申し上げます。尚、包装、価格、品番は従来どおりでございますので、引き続きご愛顧下さいます様、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品と変更時期

| 製品コード | 製品名、識別コード、内容 | 変更時期 |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 62308 | コパン UTM, 359C, UTM1mL, レギュラー-FLOQSwab | 2023年9月製造分より |

2. 変更内容

綿球側の軸が細い従来品の軸形状に復元される事となりました。

軸素材や綿球部に変更はなく、品質、安全性や機能性は現行品と同等である旨製造元（コパンイタリア社）より報告を得ております。

変更後
変更前

3. 変更理由

新型コロナウイルス感染拡大に伴い行ったスワブ増産体制が終了されたため。

ご不明な点がございましたら、お手数ですが以下までお問合せ下さい。