

お客様各位

販売中止・新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造販売元である東洋紡株式会社からの連絡に基づき、該当製品の販売を中止し、代替新製品を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 販売中止製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-69466-6	ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2/RSV	96テスト

2. 代替新製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望 小売価格
551-69477-2	ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2/RSV 2.0	48テスト	¥96,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

3. 新製品概要



- 内容物 : ①酵素液 A、陽性コントロール溶液
②酵素液 B、陰性コントロール溶液、プライマー・プローブ試薬
- 有効期間 : 12ヶ月
- 貯蔵方法 : ①-30~-15℃、②2~8℃
※製品の輸送条件は冷凍です。外箱開封後は内容物指定の貯蔵方法で保管してください。
- 外箱サイズ : D:82mm×W:121mm×H:110mm
- 重量 : 95g
- 使用目的 : 生体試料中の SARS-CoV-2 RNA、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の RS ウイルス RNA の検出(SARS-CoV-2 感染又は RS ウイルス感染の診断補助)
- 測定原理 : 核酸増幅法(RT-PCR 法)
- SDS : 提供義務のある法規制への該当なし
- その他 : 体外診断用医薬品(承認番号:30500EZ00043000)
SARS コロナウイルス核酸キット RS ウイルス核酸キット

4. 販売中止時期

在庫限り

5. 新製品発売日

2024年6月10日

以上