

お客様各位

仕様変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記製品につきまして、積水メディカル株式会社より『インセパックⅡ-V 仕様変更のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	変更ロット
551-79530-1	インセパックⅡ-V SPM-P0502EM-ムラサキ-V	100 本入	254402
551-79531-8	インセパックⅡ-V SPM-P0502FM-グレイ-V	100 本入	294402

※「インセパック」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

2. 変更内容

- 規定採血量位置の視認性向上のため、採血管に表示している規定採血量位置の目印をシンボルマーク表示から採血ライン表示へ変更いたします。
- ロットの桁数を7桁から6桁に変更いたします。本変更に伴い、製品ラベルと出荷案内書のロット表記が同一となります。

※詳細は別紙『インセパックⅡ-V 仕様変更のご案内』をご参照ください。

3. 変更時期

変更ロットより

4. お問い合わせ先

本件に関するご不明点は、担当営業もしくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

極東製薬工業株式会社 営業学術部

TEL: 03-5645-5664 / お問い合わせフォーム: <https://www.kyokutoseiyaku.co.jp/contact/products/>



以上

極東製薬工業株式会社 御中

積水メディカル株式会社

インセパックⅡ-V 仕様変更のご案内

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、真空密封型採血管「インセパックⅡ-V」について、採血管の仕様変更を行いたく、下記のとおりご案内申し上げます。

なお、統一商品コード・品名・包装等につきましては変更ございません。

何卒、事情ご賢察の上ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

〈変更内容〉 採血管に表示している規定採血量位置の目印をシンボルマーク表示から採血ライン表示へ変更(別紙参照)

ロットの桁数が7桁から6桁に変更となり、初回品は以下のロットとなります。

・557019 SPM-P0502EM-ムラサキ-V ロット:254402

・557026 SPM-P0502FM-グレイ-V ロット:294402

※本変更に伴い、製品ラベルと出荷案内書のロット表記が同一となります。

〈変更理由〉 規定採血量位置の視認性向上のため

〈変更時期〉 2024年5月製造ロットより切替予定

〈対象品〉

インセパックⅡ-V (管理医療機器)

統一商品コード*	品名	包装	収容薬剤
502-557019	インセパックⅡ-V SPM-P0502EM-ムラサキ-V	100本	EDTA-2K
502-557026	インセパックⅡ-V SPM-P0502FM-グレイ-V	100本	フッ化 Na+ EDTA-3K

「インセパック」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

以上

別紙

変更点

採血管に表示している規定採血量位置の目印をシンボルマーク表示から採血ライン表示へ変更

変更前



シンボルマーク表示

変更後



採血ライン表示