

2020年3月16日

お客様各位

 **極東製薬工業株式会社**
東京都中央区日本橋小舟町7-8

新製品発売のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品を発売することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	メーカー希望 小売価格
551-11909-1	極東 オプトパネル MP ANA-II	5枚/箱	¥6,000

※この価格には、消費税は含まれておりません。

2. 製品概要

- 有効期間 : 12ヶ月
- 貯蔵方法 : 2~10℃
- 箱サイズ : D:96mm×W:140mm×H:98mm
- 重量 : 363g
- 使用目的 : 一般細菌の抗菌性物質に対する感受性を測定すること
- 測定原理 : 液体培地希釈法
- その他 : 体外診断用医薬品(届出番号:08A2X00006000032)
クラスI細菌検査用シリーズ 薬剤感受性(一般細菌・液体培地希釈法)キット
※嫌気性菌を対象とした標準パネルです。
薬剤配置は別紙「極東 オプトパネル MP ANA-II 薬剤配置図」をご参照ください。

3. 発売日

2020年4月1日

以上

別紙：極東 オプトパネル MP ANA-II 薬剤配置図

<配置図>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ABPC/ SBT(2:1) 32/16	ABPC/ SBT(2:1) 16/8	ABPC/ SBT(2:1) 8/4	ABPC/ SBT(2:1) 4/2	ABPC/ SBT(2:1) 2/1	ABPC/ SBT(2:1) 1/0.5	ABPC 2	ABPC 1	ABPC 0.5	ABPC 0.25	ABPC 0.12	ABPC 0.06
B	PIPC /TAZ 128/4	PIPC /TAZ 64/4	PIPC /TAZ 32/4	PIPC /TAZ 16/4	PIPC /TAZ 8/4	PIPC /TAZ 4/4	PIPC 128	PIPC 64	PIPC 32	PIPC 16	PIPC 8	PIPC 4
C	CTRX 64	CTRX 32	CTRX 16	CTRX 8	CTRX 4	CTRX 2	CMZ 64	CMZ 32	CMZ 16	CMZ 8	CMZ 4	CMZ 2
D	CTX 64	CTX 32	CTX 16	CTX 8	CTX 4	CTX 2	CPZ 64	CPZ 32	CPZ 16	CPZ 8	CPZ 4	CPZ 2
E	IPM 16	IPM 8	IPM 4	IPM 2	IPM 1	IPM 0.5	MEPM 16	MEPM 8	MEPM 4	MEPM 2	MEPM 1	MEPM 0.5
F	TC 16	TC 8	TC 4	TC 2	TC 1	TC 0.5	VCM 4	VCM 2	VCM 1	VCM 0.5	VCM 0.25	VCM 0.12
G	MNZ 32	MNZ 16	MNZ 8	MNZ 4	MNZ 2	MNZ 1	MFLX 8	MFLX 4	MFLX 2	MFLX 1	MFLX 0.5	MFLX 0.25
H	CLDM 8	CLDM 4	CLDM 2	CLDM 1	CLDM 0.5	CLDM 0.25	CP 32	CP 16	CP 8	CP 4	CP 2	Cont.

最終反応液中の濃度(μg/mL)

<薬剤名>

- ・ アンピシリン/スルバクタム(ABPC/SBT)
- ・ アンピシリン(ABPC)
- ・ ピペラシリン/タゾバクタム(PIPC/TAZ)
- ・ ピペラシリン(PIPC)
- ・ セフトリアキソン(CTRX)
- ・ セフメタゾール(CMZ)
- ・ セフォタキシム(CTX)
- ・ セフォペラゾン(CPZ)
- ・ イミペネム(IPM)
- ・ メロペネム(MEPM)
- ・ テトラサイクリン(TC)
- ・ バンコマイシン(VCM)
- ・ メトロニダゾール(MNZ)
- ・ モキシフロキサシン(MFLX)
- ・ クリンダマイシン(CLDM)
- ・ クロラムフェニコール(CP)